

Le plaisir auditif, c'est comprendre en trois dimensions

Phonak CROS est une solution sans fil vraiment satisfaisante pour les utilisateurs qui n'entendent que d'un côté. Phonak CROS leur offre une excellente solution dans tous les cas, que leur meilleure oreille ait une perte auditive ou non.



CROS

Quand votre meilleure oreille entend bien (CROS)

L'émetteur placé dans ou derrière votre plus mauvaise oreille prélève les sons et les transmet sans fil dans l'oreille qui entend bien. L'audition de votre bonne oreille est totalement préservée et reste naturelle.



BiCROS

Quand votre meilleure oreille est malentendante (BiCROS)

L'émetteur placé dans ou derrière votre plus mauvaise oreille prélève les sons et les transmet sans fil dans votre meilleure oreille. En même temps, l'aide auditive réceptrice corrige l'audition de cette oreille.

Life is on*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses de la vie.

Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance. Vivez sans limite.

***Et la vie s'exprime!**

Votre audioprothésiste :


[]

[]

www.phonak.com

Phonak CROS

De l'audition monaurale au plaisir auditif en trois dimensions



PHONAK

life is on

Introduction au plaisir auditif en trois dimensions

Le nouveau Phonak CROS est la solution CROS/ BiCROS la plus petite et la plus élégante qui soit, conçue pour répondre à vos besoins et à vos goûts personnels. Phonak CROS se compose seulement de deux parties: un microémetteur pour l'oreille ne pouvant pas bénéficier d'une aide auditive et une aide auditive réceptrice pour la meilleure oreille. C'est-à-dire que lorsque le son provient du côté de votre plus mauvaise oreille, il est envoyé sans fil dans votre meilleure oreille. Ceci vous permet d'entendre les sons d'où qu'ils viennent. Découvrez le nouveau plaisir auditif en trois dimensions.

Phonak CROS: une souplesse et une esthétique inégalées

Phonak CROS est compatible avec tous les styles et tous les niveaux de performances. Le choix vous appartient. Phonak CROS est le plus petit système CROS sans fil qui soit. Il est disponible dans un boîtier de contour d'oreille primé ou comme un intra-auriculaire sur-mesure discret. Couleurs vives ou discrètes? Les émetteurs Phonak CROS sont disponibles en différentes teintes.

Contour d'oreille



Taupe
Moka

Gris
Cendré

Beige
Sablé

Brun
Chocolat



Nuit
Noire

Noir
Argenté

Métal
Bleuté

Intra-auriculaire



Le plaisir auditif sans compromis

Vos avantages	Fonctions
Simulation de l'acoustique naturelle de l'oreille	
Le son venant de l'émetteur CROS est traité pour simuler l'effet du trajet qu'il aurait parcouru dans l'oreille et le conduit auditif.	Real Ear Sound
Adaptation aux environnements évolutifs	
Appréciez l'adaptation automatique, en temps réel, aux environnements sonores évolutifs.	SoundFlow
Confiance totale	
Soyez averti de l'interruption, bien qu'improbable, de la connexion CROS ou de l'usure de la pile de votre émetteur CROS.	Signaux d'alerte
Synchronisation d'une seule touche	
Synchronisez le volume sonore ou le programme auditif d'une seule pression sur une touche de l'émetteur CROS ou de l'aide auditive.	QuickSync