

## El placer auditivo es la comprensión en estéreo

Phonak CROS es una solución inalámbrica realmente satisfactoria para los usuarios con audición monoaural. Independientemente de si tiene o no pérdida auditiva en el oído que se encuentra en mejor estado, Phonak CROS le ofrece una solución.



CROS

### Si el oído que se encuentra en mejor estado oye con normalidad (CROS)

El transmisor colocado detrás o dentro del oído con peor capacidad auditiva capta el sonido y lo transmite de forma inalámbrica al oído con audición normal. La audición del oído que se encuentra en mejor estado sigue siendo natural y no resulta afectada.



BiCROS

### Si el oído que se encuentra en mejor estado tiene una pérdida auditiva (BiCROS)

El transmisor colocado detrás o dentro del oído con peor capacidad auditiva capta el sonido y lo transmite de forma inalámbrica al oído con mejor audición. Al mismo tiempo, el auricular sirve como amplificador mejorando la capacidad auditiva de ese oído.

### Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Desafiamos los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, a comprender y a experimentar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

**Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad. Vivir sin límites.**  
Life is on.


Su audioprotesista:



[www.phonak.es](http://www.phonak.es)

# Phonak CROS

De la audición monoaural al placer auditivo en estéreo



PHONAK

life is on

## Presentamos el placer auditivo en estéreo

El nuevo Phonak CROS es la solución de CROS/ BiCROS inalámbrica más pequeña y elegante diseñada para satisfacer sus propios gustos y preferencias. El Phonak CROS consta únicamente de dos partes: un micrófono transmisor para el oído que no puede beneficiarse de un audífono y un auricular para el oído que se encuentra en mejor estado. Esto significa que cuando el sonido procede del lado del oído con peor capacidad auditiva se envía de modo inalámbrico al oído que se encuentra en mejor estado. Esto le permite oír sonidos independientemente de donde proceden. Disfrute de la libertad del placer auditivo en estéreo.

## Phonak CROS significa versatilidad única y estética mejorada

Phonak CROS se puede combinar y mezclar con cualquier estilo y nivel de rendimiento. La elección es suya. Phonak CROS es el sistema CROS inalámbrico más pequeño del mercado. Está disponible en un galardonado estilo de retroauricular o como modelo intraauricular. ¿Llamativo? ¿Discreto? Los transmisores Phonak CROS están disponibles en diferentes colores.

### Retroauricular



Mocha  
Taupe

Mid Cloud  
Gray

Beach  
Beige

Chocolate  
Brown



Midnight  
Black

Silver  
Shadow

Ocean  
Blue

### Intraauricular



## Audición placentera sin peligro

Sus ventajas	Características
<b>Simulación de la acústica de oído natural</b>	
Se simula que el sonido del transmisor CROS se ha transmitido por todo el oído y el conducto auditivo.	Real Ear Sound
<b>Adaptación a los entornos cambiantes</b>	
Disfrute de la optimización en tiempo real y automática a los entornos cambiantes.	SoundFlow
<b>Confianza absoluta</b>	
Esté atento a una improbable interrupción o a un aviso de batería baja de su transmisor CROS.	Alertas de señales
<b>Sincronización con un toque</b>	
Sincroniza con un toque los ajustes de volumen o programas en el transmisor CROS o el audífono.	QuickSync