

Hörsglädje är att höra och uppfatta

Phonak CROS innebär en mycket bra trådlös lösning för brukare med ensidig hörsel. Oavsett om ditt bättre öra har nedsatt hörsel eller inte, så erbjuder Phonak CROS en lösning för dig.



CROS

När ditt bättre öra har normal hörsel (CROS)

Sändaren som sitter bakom eller i ditt sämre öra fångar upp ljud och sänder detta trådlöst till örat med normal hörsel. Du kommer att fortsätta ha naturlig och helt opåverkad hörsel på ditt friska öra.



BiCROS

När ditt bättre öra har nedsatt hörsel (BiCROS)

Sändaren som sitter bakom eller i ditt sämre öra fångar upp ljud och sänder detta trådlöst till det bättre hörande örat. Samtidigt fungerar den mottagande hörapparaten dessutom som en förstärkare som förbättrar hörseln på det örat.

Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper människor att höra, förstå och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommunera med självförtroende. Lev ett liv utan begränsningar. Livet är nu.


Din audionom:

[]

www.phonak.se

Phonak CROS

Gör ensidiga utmaningar till en mångsidig hörsglädje



PHONAK

life is on

Vi introducerar en mångsidig hörselglädje

Den nya Phonak CROS är den minsta och elegantaste trådlösa CROS/BiCROS-lösningen och har utvecklats för att uppfylla dina individuella behov och preferenser. Phonak CROS består av bara två delar – en sändarmikrofon för det öra som inte har nytta av en hörapparat, och en mottagande hörapparat på det bättre örat. Detta innebär att när ljud kommer från den sida där du hör sämre så skickas det trådlöst till ditt bättre öra. Detta gör det möjligt för dig att höra ljud oavsett var de kommer från. Upplev den nya friheten av en mångsidig hörselglädje.

Phonak CROS ger en unik mångsidighet och ökad estetik

Phonak CROS kan blandas och matchas med alla modeller och funktionsnivåer. Valet är ditt.

Phonak CROS är det minsta trådlösa CROS-systemet. Det finns som bakom-örat modell eller som en diskret i-örat modell. . Livfull? Diskret? Phonak CROS-sändarna finns i olika färger.

Bakom-örat



Mocha
Taupe

Mid Cloud
Gray

Beach
Beige

Chocolate
Brown



Midnight
Black

Silver
Shadow

Ocean
Blue

I-örat



Hörselglädje utan kompromisser

Dina fördelar	Funktioner
Simulerar örats naturliga akustik	
Ljudet från CROS-sändaren simuleras så att det verkar ha färdats genom hela örat och hörselgången	Real Ear Sound
Anpassar sig efter föränderliga omgivningar	
Njut av automatisk anpassning efter föränderliga omgivningar	SoundFlow
Trygghet	
Du uppmärksammas på avbruten anslutning eller dåligt batteri hos din CROS-sändare, om detta skulle inträffa	Varnings signaler
Synkronisering med bara en tryckning	
Synkroniserar volymen eller programinställningarna med bara en tryckning på antingen CROS-sändaren eller hörapparaten	QuickSync