

## Hörselglädje är att uppfatta vad som sägs

Phonak var först med att introducera riktmikrofonteknologi för att förbättra taluppfattningen i besvärliga lyssningssituationer. Nya Phonak Solana gör det ännu lättare att uppfatta tack vare ytterligare förbättringar av riktmikrofonteknologin.

Phonak Solana riktmikrofonteknologi:



### UltraZoom Avancerad

I bullriga miljöer, där flera personer pratar omkring dig, zoomar UltraZoom automatiskt in röster som kommer framifrån. Buller från sidan och bakifrån dämpas.



### ZoomControl

När du inte kan vända dig mot den som talar, t ex i bilen, kan du med ZoomControl själv välja om du vill höra från höger, vänster, framifrån eller bakifrån.

### Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt, utvecklar vi innovationer, som hjälper människor att höra, förstå och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.

**Samspele fritt. Kommuniera med självförtroende. Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.**

Din audionom:



[www.phonak.se](http://www.phonak.se)

V1.00/2010-12/WU © Phonak AG All rights reserved

# Phonak Solana

Ge dig själv lite hörselglädje

PHONAK

life is on


## Hörselglädje i en storlek och design som förvånar

Phonak Solana finns tillgänglig i 10 olika modeller och 17 färger. Samtliga modeller är branschledande när det gäller miniatyrisering och funktioner – tålighet och bekvämlighet inte att förglömma. Varje Phonak Solana skyddas från smuts och fukt för att garantera att du har många timmars problemfri hörselglädje framför dig.

### Diskret, oavsett vilken modell du väljer.



Bakom-örat



I-örat

## Hörselglädje är att kunna ansluta till alla ljud

Med Phonaks trådlösa tillbehör blir multimedia-underhållning, kommunikation och arbete mycket trevligare. Du kan njuta av TV-program, telefonsamtal, MP3-spelaren, GPS och dina datorer utan besvär.

Genom att koppla ihop Phonak TVLink med din Phonak Solana kommer ljudet från TV-apparaten direkt till dina öron, så att du och din familj kan justera ljudvolymen separat och njuta av att titta på TV tillsammans.

Be din audionom att visa dig vad de trådlösa Phonak-tillbehören kan göra för dig.

## Hörselglädje är den bästa funktionen för ett aktivt liv

Fördelar	Funktioner
<b>Att förstå vad som sägs</b>	
Njut av ett större spektrum av hörbart ljud.	SoundRecover
<b>Taluppfattning i bakgrundsbuller</b>	
Automatisk zoom av rösterna framifrån och dämpning av buller från sidorna och bakifrån.	UltraZoom Avancerad
Hör bra när du inte är vänd mot talaren.	ZoomControl
God hörbarhet utan störande buller.	NoiseBlock Avancerad
<b>Förstå vad som sägs i telefonen och annan utrustning</b>	
Anslut direkt till mobiltelefoner, TV-apparater, MP3-spelare osv.	iCom, TVLink, Click'nTalk
<b>Anpassning till skiftande ljudmiljöer</b>	
Njut av omärklig, automatisk anpassning till alla ljudmiljöer.	SoundFlow Avancerad
Öka lyssningskomforten utomhus.	WindBlock
Eliminera irriterande, visslande ljud.	WhistleBlock

