

Ascolto oggi, ascolto domani



Il nostro costante impegno rivolto ai bambini ipoacusici ci ha ispirato nella progettazione di Nios micro: una soluzione all'avanguardia e dedicata a bambini con ipoacusia da lieve a moderatamente grave. Le elevate prestazioni di Nios micro offrono un utile supporto ai bambini nell'età in cui stanno per raggiungere tutte le loro potenzialità.

Maggiore ascolto

Udibilità e nitidezza per la comprensione del parlato e del linguaggio, fin dal primo giorno.

Grande connettività

FM e connettività senza fili in tutti gli ambienti.

Fiducia totale

Sicurezza e fiducia racchiuse in un apparecchio piccolo ed attraente.

Nios micro è disponibile in 13 colori.

Life is on

Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro che dipendono dalla nostra conoscenza, dalle nostre idee e dalle nostre cure. E sfidando con creatività i limiti della tecnologia, sviluppiamo innovazioni che aiutano le persone a sentire, comprendere e vivere la vita in tutta la sua ricchezza.

Interagire liberamente. Comunicare con fiducia. Vivere senza limiti. Life is on.

Il vostro audioprotesista



AUT. MIN. DEL 08/05/09. È UN DISPOSITIVO MEDICO CE 0459

Dedicato ai più piccoli

Maggiore ascolto. Grande connettività. Fiducia totale.



PHONAK life is on

Maggiore ascolto



In sintonia con le esigenze dei più piccoli

Nios micro offre ai bambini con ipoacusia da lieve a medio grave, la consapevolezza del suono e la comprensione del parlato di cui hanno bisogno per scoprire tutti i suoni che arricchiscono il loro mondo.

Elevata udibilità e nitidezza

Dotato di funzioni intelligenti come SoundRecover e WhistleBlock Technology, Nios micro offre elevati livelli di udibilità e chiarezza.

- **Un vantaggio nello sviluppo della parola e del linguaggio**
La funzione SoundRecover, attraverso l'udibilità dei suoni ad alta frequenza, aiuta lo sviluppo della parola e del linguaggio. Ciò offre ai bambini ipoacusici una maggiore possibilità di sentirsi uguali agli amici non affetti da perdite uditive.
- **Riduzione del feedback, più ascolto**
La Tecnologia WhistleBlock riduce il feedback (fischi), permettendo ai bambini ipoacusici una maggiore amplificazione, ovunque siano e qualsiasi attività facciano.

Grande connettività



Accesso al mondo della comunicazione senza fili

L'interazione coi moderni sistemi di comunicazione e di intrattenimento diventa sempre più importante per i bambini che crescono. Con Nios micro è possibile trarre vantaggio dalla grande capacità di connessione a tutti i mezzi di comunicazione senza fili.

Soluzioni Dynamic FM integrate¹

Dynamic FM fornisce un'elevata chiarezza quando i bambini hanno bisogno di comunicare a distanza, in ambienti rumorosi e quando è presente un'eco. La tecnologia FM è utile a casa, in auto, in classe e in molte altre occasioni della vita quotidiana. Le soluzioni Dynamic FM, eleganti e convenienti, aiutano i bambini a raggiungere il loro pieno potenziale uditivo.

Basta un click per una comunicazione senza fili²

L'interfaccia di comunicazione iCom offre connettività continua a cellulari, computer, laptop, lettori MP3 e televisori. È il compagno utile per i bambini che vivono nel mondo moderno della comunicazione.



¹con ricevitore FM ML12i integrato nel guscio

²iCom

Fiducia



Facile da utilizzare

Nios micro offre numerose opzioni che permettono ai genitori e assistenti di stare più tranquilli:

Vano batteria antimanomissione

Impedisce ai bambini di accedere alla batteria.

Stick'n Stay

Studiato appositamente per neonati e bambini piccoli, Stick'n Stay è un piccolo nastro invisibile, biadesivo e dermocompatibile, che permette la corretta posizione degli apparecchi acustici.

Maggiore tranquillità, con un solo tocco³

Grazie ad iView, è ora facile per genitori ed assistenti controllare la funzionalità dei sistemi acustici dei loro bambini. Stato della batteria, livello del volume e programma in uso sui due apparecchi acustici possono essere monitorati con semplicità su un display LCD a colori.



³iView