

Phonak C&C Line

De bästa
rengöringsprodukterna
till dina hörapparater



Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper människor att höra, förstå och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.

Samspela fritt.. Kommunicera med självförtroende. Lev ett liv utan gränser.

Livet är nu.



Phonak AB
Förmansvägen 2, 4 tr
117 43 Stockholm

Telefon: 08 - 546 20 900
Fax: 08 -546 20 970
E-post: info@phonak.se

www.phonak.se
www.phonak-butik.se

Rengöring & skötsel



C&C Line från Phonak

Moderna hörapparater är hållbara, enkla att använda och pålitliga. Med några enkla åtgärder kan du öka livslängden på dina hörapparater ytterligare och minska behovet av service och reparationer.

Alla produkter i C&C Line från Phonak har utvecklats särskilt för rengöring och skötsel av öroninsatser och hörapparater.

C&C Line till dina hörapparater



Luftblåsare

För att avlägsna vatten ur öroninsatser.



Fuktburk

För torkning av både i-örat och bakom-örat apparater



Innehåll:
Burk
Insats till burk

Fuktabsorberingskapslar

Används tillsammans med fuktburken.

Innehåll:
6 absorberingskapslar
Bruksanvisning



Rengöring och skötselset för bakom-örat apparater

Rengöring och skötselset för alla typer av bakom-örat apparater

Innehåll:
6 rengöringstabletter, 10 rengörings-servetter, 1 rengöringsstift, 1 luftblåsare, 1 torkpåse, 2 fuktabsorberingskapslar, 1 verktygsset, bruksanvisning.



Rengöring och skötselset för i-örat apparater och apparater med ljudslang

Rengöring och skötselset för alla typer av i-örat apparater och apparater med ljudslang

Innehåll:
10 rengöringsservetter, 1 rengöringsstift, 1 torkpåse, 2 fuktabsorberingskapslar, 1 verktygsset, bruksanvisning.



Rengöringstabletter

Används tillsammans med rengöringsburken.

Innehåll:
20 st rengöringstabletter
Bruksanvisning



Rengöringsservetter

Till både öroninsatser och hörapparater.

Innehåll:
25 st rengöringsservetter



Nano Pro rengöringsstift

Till öroninsatser. Långtidsverkande antibakteriell effekt., 15 ml.



Rengöringsburk

Till öroninsatser.

Innehåll:
Burk

