

Att höra idag och att
höra i morgon



Vårt långvariga engagemang för barn med hörselnedsättning har inspirerat oss att skapa Nios micro – en ultramodern och kosmetiskt tilltalande hörapparat för barn med en lätt till grav hörselnedsättning. Dess unika fördelar ger barnet ett ovärderligt stöd när det gäller att utveckla sin fulla potential.

Mer hörsel

All den hörbarhet och tydlighet som behövs för att få det allra bästa resultatet när det gäller tal och språk – från dag ett.

Obegränsade anslutningsmöjligheter

FM och trådlös anslutningsbarhet i alla väsentliga miljöer, nu och i framtiden.

Trygghet

Säkerhet, tillförlitlighet och trygghet i en attraktiv och nätt design för en framtid utan begränsningar.

Nios micro finns tillgänglig i två funktionsnivåer. Prova Nios micro och låt ditt barn uppleva skillnaden.
www.phonak.se

Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem, som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper människor att höra, förstå och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommuniera med självförtroende. Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

Din audionom:



www.phonak.se

För unga i alla åldrar

Mer hörsel. Obegränsade anslutningsmöjligheter. Trygghet.



© Phonak AG All rights reserved

PHONAK life is on



Mer hörsel

I fas med barns behov

Nios micro ger barn med lätt till måttlig hörselnedsättning den ljudmedvetenhet och talförståelse som de behöver för att upptäcka alla nyanser i de berikande ljud, som vår värld består av.

Exceptionell hörbarhet och tydlighet

Nios micro, som är full med unika och intelligenta funktioner, som SoundRecover och WhistleBlock-teknologin, ger exceptionell hörbarhet och tydlighet.

▪ Genombrott när det gäller tal- och språkutveckling

Den unika SoundRecover-funktionen gör att brukaren kan höra högfrekventa ljud bättre än vid vanlig ljudförstärkning. Denna funktion spelar en oerhört viktig roll vid tal- och språkutvecklingen och ger barn med nedsatt hörsel större möjlighet att hålla jämna steg med sina hörande vänner.

▪ Ingen återkoppling, mer ljud

WhistleBlock-teknologin eliminerar effektivt återkoppling. Barn med hörselnedsättning får därmed nytta av en ökad förstärkning, var de än är och vad de än gör.



Obegränsade anslutningsmöjligheter

Tillgång till en värld av trådlös kommunikation

När barnen växer upp blir det allt viktigare med en samverkan med moderna kommunikations- och underhållningssystem. Barnen får nytta av Nios micros unika förmåga att anslutas till alla trådlösa kommunikationsmedel.

Dynamic FM¹

Dynamic FM ger ett oerhört klart och tydligt ljud när man måste kommunicera på avstånd, i bullriga miljöer eller när det ekar. FM gör stor nytta hemma, i bilen, på dagis eller i klassrummet. Dynamic FM-systemet hjälper barn att utveckla sin fulla potential.

Öppnar en värld av trådlös kommunikation²

iCom ger en enkel anslutning till mobiltelefoner, bärbara datorer, MP3-spelare och TV-apparater. Det är en idealisk följeslagare för barn i kommunikationsvärlden av idag.



¹med designintegrerad FM-mottagare ML12i

²iCom



Trygghet

Säker och enkel att använda

Nios micro erbjuder unika möjligheter när det gäller att ge föräldrar och trygghet:

Barnsäkert batterifack

Förhindrar att små barn kommer åt batteriet

Stick'n Stay

Stick'n Stay, som konstruerats särskilt för spädbarn och små barn, är en osynlig, dubbelsidig och hudvänlig tejp, som håller hörselapparaterna på plats.

Information med en enda knapptryckning³

Tack vare iView har det aldrig varit enklare för föräldrar eller andra vårdgivare att kontrollera hur barnens hörselapparater fungerar. Det är enkelt att avläsa batteriladdning, volymnivå och aktuellt program i båda hörselapparaterna i färgdisplayen.



³iView