

Pressemitteilung

Phonak nano: Nichts zu sehen, viel zu hören

Das kleinste massgefertigte Phonak Im-Ohr-Hörgerät bietet ausgezeichneten Sitz und ist nahezu unsichtbar im Gehörgang

Stäfa, Schweiz (19. Oktober 2011) – Mit dem neuen Phonak nano müssen sich Hörgeräteträger nicht mehr zwischen Hörleistung und einer unauffälligen Lösung entscheiden. Das kleinste massgefertigte Phonak Hörgerät ist im Ohr nahezu unsichtbar und sorgt für klares Verstehen auch in anspruchsvollen Hörsituationen. Für höchste Klangqualität und Spontanakzeptanz sorgt die Signalverarbeitungstechnologie Spice+. Dank des neuen Schalendesigns kann das Hörgerät bequem im Gehörgang getragen werden.

Phonak hat das Ziel verfolgt, den besten Soundprozessor der Branche in der kleinsten massgefertigten Schale zu platzieren und dabei die beste Hörleistung zu gewährleisten. Dabei sollte keine spezielle Technik zur Ohrabdrucknahme erforderlich sein. Mit Phonak nano wurde dieses Ziel erreicht. Viele Menschen mit Hörminderung möchten ihre Hörgeräte unauffällig tragen. Sie wünschen sich eine Lösung, die klein und diskret ist, gleichzeitig aber auch hervorragende Klangqualität bietet.

Neue Materialien machen Platz für Innovation

Das neue massgefertigte Design und die leistungsstarke Spice+ Technologie sind die Voraussetzung dafür, dass Phonak nano sowohl durch seine Leistung sowie die kleine Bauweise besticht. Das neue Schalenmaterial mit keramikähnlicher Verstärkung, das ursprünglich aus der Dentalbranche kommt und für Phonak nano speziell angepasst wurde, ermöglicht eine deutlich geringere Wandstärke der Schale, ohne dass Stabilität und Beständigkeit beeinträchtigt werden.

„Viele Menschen kämpfen sich aufgrund ihres eingeschränkten Hörvermögens täglich durch, weigern sich aber, ein Hörgerät zu tragen, weil ihre Kollegen, Freunde und Familienmitglieder nichts davon erfahren sollen. Wir haben lange daran gearbeitet eine Hörlösung zu entwickeln, die in extrem kleinem Format eine herausragende Hörleistung bietet“, so Alexander Zschokke, Interim CEO von Phonak. „Das Ergebnis ist Phonak nano. Das Gerät sitzt nahezu unsichtbar im Gehörgang und sorgt für ein uneingeschränktes und müheloses Hörerlebnis.“

Bequeme Passform, hohe Spontanakzeptanz

Jedes Phonak nano wird mit vollständig digitalen Design- und Produktionstechnologien und aufgrund modernster Materialwissenschaften massgefertigt. Dünnere Schalenwände, eine neue Frontplatte, ein neu gestalteter Batteriefachdeckel und weitere Innovationen ermöglichen die optimale Platzierung der Bauteile und dadurch einen tieferen Sitz im Gehörgang. Eine dünn zulaufende Spitze verhindert die Berührung mit dem knöchernen Teil des Gehörgangs, was den Tragekomfort weiter erhöht. Eine erfolgreiche Erstanpassung und somit höhere Spontanakzeptanz werden durch die automatische Übermittlung der geometrischen Gerätedaten an die Anpasssoftware Phonak Target erzielt.

Das kleinste massgefertigte Phonak Hörgerät, Phonak nano, ist in zwei Preis- und Leistungsstufen erhältlich: Phonak Ambra nano (Premium) und Phonak Solana nano (Advanced).

Über Phonak

Phonak, Mitglied der Sonova Gruppe, mit Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 60 Jahren technologisch führende Hör- und Funkssysteme. Dabei kombiniert Phonak die profunde Kenntnis in Hörtechnologie und Akustik mit einer intensiven Zusammenarbeit mit Hörakustikern, um Hörvermögen und Sprachverstehen von Menschen mit Hörminderung zu verbessern und somit ihre Lebensqualität zu erhöhen.

Phonak bietet eine vollständige Produktpalette an digitalen Hör- und ergänzenden Funklösungen. Mit weltweiter Präsenz treibt Phonak Innovationen voran und setzt neue Massstäbe in Miniaturisierung und Leistung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phonakpro.com und www.phonak.com oder kontaktieren Sie:

Audrey Jourdan Modarres

Corporate Communication

Tel: +41 58 928 01 01

E-Mail: audrey.jourdan@phonak.com

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH - 8712 Stäfa

Tel: +41 (0)58 928 01 01

Fax: +41 (0)58 928 20 11

www.phonak.com

Phonak – Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

Mühevolle Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. Leben ohne Kompromisse. Life is on.