

Hörgenuss für Kinderohren

Bei Phonak werden seit vielen Jahren die besten Hörlösungen für Kinder hergestellt. Nios S H2O ist das neue, flexible Gerät von Phonak, das Kindern genau die Hörqualitäten bietet, die sie in ihrer Wachstumsphase brauchen.

Bahnbrechende Hörbarkeit für optimale Sprech- und Sprachentwicklung

Die einzigartige SoundRecover-Funktion macht die wichtigen hochfrequenten Töne, wie sie in der Stimme einer Mutter vorkommen, durchgehend und mühelos hörbar.

Unbeschwert herumtollen – mit dem wasserresistenten Gehäuse

Mit dem wasser- und schmutzresistenten Gehäuse des Nios S H2O können Kinder unbeschwert ihre Welt entdecken: mit Freunden am Strand spielen, in Pfützen treten, fröhlich herumturnen oder als Kapitän in der Badewanne plantschen.

Kleine Form – höchste Leistung

Ein kleines Hörgerät ist natürlich optimal für kleine Ohren. Die Größe darf jedoch niemals auf Kosten der Hörqualität gehen. Im neuen Nios S H2O werden diese beiden Aspekte optimal verbunden – bestmögliche Leistung in einem winzigen Hörgerät.



Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen, zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. Leben ohne Kompromisse. Life is on.

Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker:



www.phonak.com

Nios S H2O

028-1130-01/V1.00/2011-09/WU Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved

**Hörgenuss für Kinderohren –
robust und wasserresistent**

PHONAK

life is on

Alle Klänge sind wichtig

Schwerhörige Kinder hören in der Regel die hochfrequenten Töne schlecht. Gerade diese Töne sind jedoch für ein richtiges Verstehen von Sprache unerlässlich. Bisher war es aber auch mit moderner Hörsystemtechnologie nicht möglich, diese Töne ausreichend zu verstärken. Mit SoundRecover bietet Phonak nun eine einzigartige Funktion, die die schwer hörbaren hochfrequenten Töne erfasst und in einen Bereich verschiebt, in dem Ihr Kind sie problemlos hören kann.

Die Vorteile von SoundRecover

SoundRecover bietet Kinderohren die folgenden Vorteile:

- Hören der hochfrequenten Sprachteile und besseres Gesamtverständnis (Töne wie "s" oder "f")
- Bessere Sprachproduktion
- Besseres Hören alltäglicher Umgebungsgeräusche (z.B. Vogelgezwitscher, Telefon, Wecker)

Kein Pfeifen, mehr Klang

Pfeifende Hörgeräte (Rückkopplung) sind nicht nur störend und peinlich. Sie verhindern das Hören in entscheidender Weise. WhistleBlock eliminiert jedes Pfeifen zuverlässig, sodass Kinder die Klangverstärkung sorglos genießen können – unabhängig davon, wo sie sind oder was sie tun.

Die Welt der drahtlosen Kommunikation genießen

Die moderne Kommunikationswelt sollte jedem Kind frei zugänglich sein. Nios S H2O lässt Kinder neue Horizonte entdecken – durch drahtlose Hörsysteme mit Freisprechfunktion.

Dynamic FM – für schwierige Hörumgebungen

Mit Dynamic FM hört Ihr Kind auch in Umgebungen gut, in denen eine Kommunikation aufgrund des hohen Lärmpegels schwierig ist, wie etwa in Klassenräumen oder im Freien. Zudem wird Ihr Kind auch in Situationen unterstützt, in denen es den Sprecher nicht direkt ansehen kann, wie etwa im Auto oder im Kinderwagen.

ComPilot – Anbindung an eine drahtlose Welt

Telefon, Computer, MP3-Player und Spielkonsole – spätestens im Teenageralter werden diese Geräte unerlässlich. Mit der Bluetooth-Schnittstelle ComPilot kann Ihr Kind all diese Geräte nun drahtlos genießen.

Phonak TVLink S – Fernsehgenuss mit StereoSound

Kinder lieben es, fernzusehen. Diese TV-Lösung macht, zusammen mit ComPilot, Fernsehen zu einem einzigartigen Hörerlebnis. Phonak TVLink S bindet die Hörgeräte Ihres Kindes problemlos, über Bluetooth, an den Fernseher an und präsentiert das Ganze in StereoSound-Qualität.

Jetzt schon für die Zukunft vorsorgen

Die Hörbedürfnisse eines heranwachsenden Kindes ändern sich genauso wie die Hörumgebungen, in denen es sich bewegt. Phonak hat die speziellen Hörbedürfnisse von Kindern berücksichtigt und Hörgeräte entwickelt, die flexible Einstellungen bei gleichbleibend hoher Klangqualität bieten.



UltraZoom

Besseres Hören bei Hintergrundgeräuschen

Richtmikrofone verbessern das Hören in Umgebungen mit lauten Hintergrundgeräuschen erheblich. Ihr Kind kann von dieser Technologie vor allem in der Phase profitieren, in der es anfängt, sich in lauterer Umgebungen zu bewegen.



SoundFlow

Anpassung an wechselnde Hörumgebungen

Die Hörumgebungen von Kindern werden mit zunehmendem Alter immer komplexer. SoundFlow erkennt jede noch so subtile Veränderung in einer Klangumgebung und passt sie automatisch der spezifischen Situation des Kindes an.

Weitere Informationen über die vielen Funktionen und Vorteile von Phonak für Ihr Kind finden Sie auf www.phonak.com