

Exigez de mieux entendre

Phonak est célèbre pour son engagement de longue date à fournir les meilleures solutions auditives aux enfants. Le nouveau Nios S H2O, très souple, répond à leurs besoins croissants et leur offre une expérience auditive sans effort tout au long des étapes de leur vie active.

Audibilité exceptionnelle pour le développement optimal de la parole et du langage

La fonction unique SoundRecover procure sans effort une audibilité constante des sons vocaux aigus cruciaux, tels que la voix de la maman.

Boîtier résistant à l'eau pour une enfance active

Le boîtier résistant à l'eau et aux poussières de Nios S H2O permet aux enfants d'explorer activement le monde qui les entoure. Nios S H2O est parfait pour jouer sur la plage avec des copains, sauter dans une flaque d'eau, faire du sport ou s'amuser dans son bain.

Petit design et hautes performances

Aussi petite qu'elle soit, la taille d'une aide auditive ne doit jamais compromettre le vécu auditif d'un enfant. Nios S H2O combine le plus petit design et les meilleures performances possibles.



Life is on*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance. Vivez sans limite.

***Et la vie s'exprime!**

Renseignez-vous auprès de votre audioprothésiste:



www.phonak.com

Nios S H2O

028-1130-04/IV1.00/2011-09/WU Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved

Exigez qu'il entende mieux

PHONAK life is on

Il est essentiel d'entendre tous les sons

Les enfants malentendants entendent généralement moins bien les aigus. Ces sons comportent pourtant des informations essentielles pour comprendre la parole. Il n'est souvent pas possible de les rendre suffisamment fort, même avec les technologies auditives modernes. SoundRecover, une exclusivité Phonak, prélève les sons aigus trop faibles pour que votre enfant les perçoive et les décale dans une zone où il peut les entendre plus facilement.

Avantages de SoundRecover

Quand ils porteront des aides auditives avec SoundRecover, les enfants découvriront les avantages suivants:

- Meilleure audition des sons aigus, tels que /s/ et /f/, et meilleure compréhension globale.
- Meilleure élocution.
- Meilleure audition des sons ambiants de la vie quotidienne (par exemple : chants des oiseaux, alarmes, sonneries).

Pas de sifflement, des sons en plus

Les aides auditives qui sifflent (larsen) ne sont pas seulement ennuyeuses et gênantes, mais elles perturbent l'audition. LarsenBloc élimine efficacement le sifflement quand il se produit, afin que votre enfant puisse toujours profiter d'une plus grande amplification.

Accès à l'univers de la communication sans fil

Tous les enfants devraient avoir la liberté de se connecter au monde moderne de la communication. Avec ses solutions sans fil et mains-libres, Nios H2O permet à votre enfant d'explorer de nouveaux horizons.

Dynamic FM – pour les situations auditives difficiles

Dynamic FM procure une clarté sonore exceptionnelle quand votre enfant doit communiquer dans des milieux complexes, tels que des salles de classe bruyantes ou des lieux publics animés. Il est aussi très utile si votre enfant n'est pas en face de vous, en voiture ou dans sa poussette par exemple.

ComPilot – se connecter à un monde sans fil

En grandissant, les enfants utilisent de plus en plus les téléphones, les ordinateurs, les lecteurs MP3 et les consoles de jeux. ComPilot est l'interface de communication Bluetooth idéale pour que votre enfant puisse apprécier sans fil tous ces appareils.

Phonak TVLink S –regarder facilement la télé en StereoSound

Les enfants aiment la télévision et cette solution dédiée, associée à ComPilot, leur offre une expérience d'écoute exceptionnelle. Phonak TVLink S relie facilement les aides auditives de votre enfant au téléviseur, via Bluetooth et en qualité StereoSound.

Anticiper les besoins futurs d'un enfant

Les besoins des enfants et la diversité de leurs environnements d'écoute évoluent quand ils grandissent. Phonak a conçu toutes ses fonctions auditives en pensant à leur avenir, permettant ainsi d'ajuster en souplesse leurs aides auditives, tout en assurant toujours une haute qualité sonore.



UltraZoom

Mieux entendre dans le bruit

Les microphones directionnels améliorent les capacités auditives dans le bruit. Cette technologie est surtout utile quand votre enfant commence à mener une vie sociale active dans des environnements plus bruyants.



SoundFlow

S'adapter aux changements de l'environnement d'écoute

Quand l'enfant grandit, ses environnements d'écoute se diversifient. SoundFlow identifie avec précision les changements subtils du milieu sonore et ajuste automatiquement les réglages selon la situation spécifique dans laquelle se trouve votre enfant.

Pour plus d'informations sur les nombreuses fonctions et les avantages qu'un Phonak peut apporter à votre enfant, veuillez visiter le site www.phonak.com.