

Wybierz odpowiedni nadajnik Dynamic FM

SmartLink+

ZoomLink+

EasyLink+

inspiro
DISCOVER DYNAMIC FM

DynaMic



SmartLink+ to nadajnik FM dla najbardziej wymagających

ZoomLink+ to nadajnik FM dla tych, którzy wiedzą najlepiej: czego im potrzeba

EasyLink+ to najprostszy w obsłudze nadajnik FM

inspiro to nadajnik Dynamic FM dla nauczycieli szkół publicznych i specjalnych

DynaMic to przenośny mikrofon do użytku wraz z nadajnikiem inspiro w sieci MultiTalker

| Grupa docelowa | SmartLink+ | ZoomLink+ | EasyLink+ | inspiro | DynaMic |
|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Nastolatki | ■ | ■ | | | |
| Studenci | ■ | ■ | | | |
| Ludzie biznesu | ■ | | | | |
| Osoby starsze | ■ | ■ | ■ | | |
| Dzieci w szkole | | | | ■ | ■ |
| Dzieci w domu | ■ | | | ■ | |
| Odpowiedni dla | | | | | |
| Zdalna obsługa wybranych aparatów słuchowych firmy Phonak | ■ | | | | |
| Łączy Bluetooth z telefonami komórkowymi | ■ | | | | |
| Łączy Bluetooth dla odtwarzaczy mp3(A2DP*) | ■ | | | | |
| Inne urządzenie z Bluetooth -- wykorzystujące profil A2DP | ■ | | | | |
| Sytuacje wymagające różnych ustawień mikrofonów | ■ | ■ | ** | | |
| Spotkania i konferencje | ■ | ■ | | | |
| Rozmowa twarzą w twarz | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Oglądanie telewizji | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Słuchanie muzyki | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Odbiór sygnału analogowego lub GPS | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Odbiór sygnału audio z notebooka | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Używanie w sali lekcyjnej | | | | ■ | ■ |
| Wielu rozmówców w sali lekcyjnej | | | | ■ | ■ |
| Dynamic SoundField | | | | ■ | ■ |

* A2DP to profil Bluetooth używany w celu przekazywania strumieniowego sygnału audio np. z odtwarzaczy mp3 do zestawu słuchawkowego. SmartLink+ wspiera profil A2DP.

** Konfigurowany przez protetyka słuchu.