

FM-системы. Информация для родителей

Что такое FM-система?

Время от времени шум, расстояние, акустика помещений или недостаток визуального подкрепления могут ограничивать способность слышать – даже при наличии самых современных слуховых аппаратов. FM-системы преодолевают препятствия в таких трудных звуковых обстановках, поскольку FM-передатчик принимает речевые сигналы у источника (например, Вашу речь) и передает их прямо в слуховой аппарат Вашего ребенка, четко и без искажений.

Преимущества использования FM-технологий

Хорошее развитие речи и слуха – залог будущего Вашего ребенка. Они открывают детям мир, позволяют им развиваться в полной мере. Обеспечивая Вашему ребенку прямой доступ к речевой информации в высоком качестве, FM-системы вносят ощутимый вклад в достижение таких целей. FM-технология позволяет быть уверенными в том, что в любой ситуации, в помещении или на открытом воздухе, Ваш ребенок сможет хорошо слышать и понимать речь.

Использование FM-технологий детьми разного возраста

У младенцев применение FM-системы улучшает качество и количество воспринимаемой речевой информации, столь важное в первые годы жизни. Позже, в шумной и активной среде дошкольников, FM облегчает обучение и участие в играх путем усиления речевого сигнала. В школе FM-системы уменьшают расстояние между учеником и учителем, кроме того, позволяют слышать речь яснее и, тем самым, увеличить эффективность обучения. Дома или на улице FM-технологии гарантируют четкое общение, даже на расстоянии.

Для создания индивидуального руководства по использованию FM-системы со слуховыми аппаратами Вашего ребенка зайдите на страничку www.phonak.com/fm_configurator.