


Bon de commande – Embouts auriculaires

*la vie s'exprime

PHONAK
life is on*


Tube préverrouillé (TRS)

Standard pour tous les embouts auriculaires souples.



Zones de l'embout auriculaire

Diagramme des zones de l'embout auriculaire.



Options de couleur



Clair/Transparent (21)



Teinte rose (T)



Noir (06)



Bleu (07)



Violet (08)



Rouge (10)



Orange (11)



Vert (17)



Jaune (20)



Beige (26)

Bon de commande – Embouts auriculaires

☐ Contacter la clinique avant d'apporter toute modification.

Date: _____ / _____ / _____
 Jour Mois Année

N° de bon de commande : À l'attention de (chez Phonak) :

ÉTAPE 1 : Informations générales

Expédier au N° de compte :

Facturer au N° de compte :

Téléphone :

Nom de l'entreprise :

Adresse :

Nom du contact (Clinicien) :

*Veuillez remplir en lettres majuscules

Prénom :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nom :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Type de réclamation : ☐ AADL ☐ BCEHP ☐ CNESST ☐ Eastern Health
☐ Greenshield ☐ SAC (SSNA) ☐ Manitoba Health ☐ Nisga'a
☐ ODSP ☐ Régie (RAMQ) ☐ Soins santé compl. ☐ ACC, MDN, GRC
☐ WCB _____ province ☐ WSIB
☐ Autre : _____
(Veuillez préciser)

N° de réclamation (Requis) : _____

G						
D						
	250	500	1K	2K	3K	4K

Veuillez inclure l'audiogramme avec chaque commande. L'audiogramme est requis pour l'évent acoustiquement optimisé (AOV).

ÉTAPE 2 : Informations sur la commande

- ☐ A) Veuillez envoyer uniquement les embouts auriculaires
- ☐ B) Veuillez envoyer les embouts auriculaires avec les contours d'oreille (BTE) :
- ☐ Modèle G : _____ Couleur : _____
- ☐ Modèle D : _____ Couleur : _____
- Accessoires à inclure : _____

ÉTAPE 3 : Configuration

- Évent
- ☐ AOV – Évén acoustiquement optimisé (Audiogramme requis)
- OU
- Taille de l'évent (à indiquer) :
- ☐ G : _____ mm ☐ D : _____ mm
- Texture de l'oreille
- ☐ Souple ☐ Moyenne ☐ Ferme
- Longueur du canal
- Court Moyen Long
- ☐ G ☐ D ☐ S G ☐ S D ☐ G ☐ D

ÉTAPE 4 : Style d'embout auriculaire

Embout canal	Canal lock	Helix lock	Demi-squelette	Squelette	Demi-conque taillée	Plaine conque taillée	Plaine conque
☐ G ☐ D	☐ G ☐ D	☐ G ☐ D	☐ G ☐ D	☐ G ☐ D	☐ G ☐ D	☐ G ☐ D	☐ G ☐ D

ÉTAPE 5 : Matériau et couleur

		Couleur										Laque	
		Clair (21)	Teinte rose (T)	Noir (06)	Orange (11)	Violet (08)	Rouge (10)	Bleu (07)	Vert (17)	Jaune (20)	Beige (26)	Finition brillante	Sans laque (clair uniquement)
Acrylique rigide (Lucite)	☐ S G ☐ S D	S										S	
Silicone souple 60	☐ G ☐ D	S										S	
Silicone très souple 40	☐ G ☐ D	S										S	

ÉTAPE 6 : Tube et connecteur

- Les embouts souples sont livrés avec un tube préverrouillé (TRS).
- Les embouts rigides sont livrés avec un tube collé.
- Les tubes et connecteurs sont disponibles uniquement en clair/transparent.
- 13M est la norme pour l'acrylique et 13T est la norme pour le silicone.

Tubes		
Tube 13 moyen (13M)*	☐ G	☐ D
Tube 13 à paroi épaisse (13T)	☐ G	☐ D
Tube 13 sec (13D)*	☐ G	☐ D
Tube 13 sec à paroi épaisse (13W)	☐ G	☐ D

*Non disponible avec tube préverrouillé

Tubes fins		Veuillez indiquer la longueur du tube (00*/0/1/2/3)	
Tube fin 3.0 (Bolero B, Sky B-M, -P et -PR)		G	D
Tube fin 4.0 (BTE Lumity, Paradise et Marvel)		G	D
Tube fin puissant II (Sky B-SP et -UP, Naida B-SP et -UP)		G	D

**00 disponible uniquement avec Tube fin 4.0

Instructions spéciales :