

Phonak Audéo™ E.

Informations sur le produit

Audéo E est la gamme d'écouteurs dans le conduit (RIC) de nouvelle génération conçue pour les pertes auditives légères à profondes. Audéo E est conçue pour les moments qui comptent, pour une clarté adaptative et des connexions fluides avec les voix et les moments qui façonnent votre monde.



Description des produits



Audéo E-Sphere
Audéo E-Sphere Trial
E90/E70/E50

Audéo E-R
Audéo E-R Trial
E90/E70/E50/E30

Batterie		Batterie rechargeable intégrée
Bouton multifonctions		•
Bluetooth®		•
Revêtement hydrophobe		•
Indice de protection		IP68 ¹
Dimensions	L x l x P	28,7 x 12,6 x 8,9 (1,13 x 0,5 x 0,35 po)
	Poids	2,4 g (0,085 oz)
Durées de charge ²	0 % à 100 %	2,5 h
	0 % à 90 %	2 h
	0 % à 55 %	1 h
	30 min d'appareillage	15 min
Écouteur S 6.0		
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	112
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	47
Bande passante (Hz)	< 100 – 10 000	
Écouteur M 6.0		
Niveau de sortie maximum (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	114
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	51
Bande passante (Hz)	< 100 – 10 000	
Écouteur MAV 6.0		
Niveau de sortie maximum (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	119
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	50
Bande passante (Hz)	< 100 – 9 000	
Écouteur P 6.0		
Niveau de sortie maximum (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	122
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	59
Bande passante (Hz)	< 100 – 7 500	
Écouteur UP 6.0		
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	132
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	71
Bande passante (Hz)	< 100 – 8 000	

Couleurs des boîtiers



P1
Sable
Beige



P3
Santal



P4
Noisette



P5
Champagne



P6
Argent
Gris



P7
Graphite
Gris



P8
Velours
Noir



8A
Rouge
Sienna

¹ IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

² La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

Niveaux de performances

	Audéo E-Sphere			Audéo E-R			
	Premium	Avancé	Standard	Premium	Avancé	Standard	Essentiel
AutoSense OS™ AI 8.0							
Parole dans le Bruit Intense Sphérique	•	•					
Parole dans le bruit intense				•			
Musique	•	•		•	•		
Parole en voiture	•	•	•	•	•	•	
Confort dans le bruit	•	•	•	•	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•	•	•	•	•
Situation calme	•	•	•	•	•	•	•
Parole média + mic	•	•	•	•	•	•	•
Musique média + mic	•	•	•	•	•	•	•
Programmes supplémentaires							
Programmes supplémentaires max.	4	4	4	4	4	4	4
Parole dans le Bruit Intense Sphérique	•	•	•				
Parole dans le bruit intense	•	•		•	•		
Parole à 360°	•	•		•	•		
Parole en voiture	•	•	•	•	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•	•	•	•	•
Situation calme	•	•	•	•	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•	•	•	•	•
Musique	•	•	•	•	•	•	•
Téléphone acoustique	•	•	•	•	•	•	•
Programme personnalisé	•	•	•	•	•	•	•
Programmes de diffusion							
RogerDirect + mic	•	•	•	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•	•	•	•
Appel téléphonique + mic	•	•	•	•	•	•	•
Fonctions							
Clarté de la Parole Sphérique 3.0	•	•	•				
Renforcement de la parole	•			•			
SpeechSensor	•	•		•			
StereoZoom 2.0	•	•		•	•		
Suppression dynamique du bruit	•	•		•	•		
Directivité avec capteur de mouvements	•	•	•	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•	•	•	•
ActiveVent™	•	•	•	•	•	•	•
Désactivation des appels mains libres (pour les environnements à haute sécurité) ¹	•	•	•	•	•	•	•
Contrôle Tactile							
- Assistant Siri/Google	•	•	•	•	•	•	•
- Mettre en pause/reprendre la diffusion	•	•	•	•	•	•	•
- Accepter/terminer un appel téléphonique	•	•	•	•	•	•	•
SoundRelax	•	•	•	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•	•	•	•
Fonctionnalités de santé ²	•	•	•	•	•	•	•
WindBlock 2.0	•	•	•	•	•	•	•
Correction de Sonie	•	•	•	•	•	•	•
Générateur de bruit Tinnitus Balance	•	•	•	•	•	•	•
Auto Acclimatation	•	•	•	•	•	•	•
Balance environnementale	•	•	•	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•	•	•	•
LarsenBloc	•	•	•	•	•	•	•
NoiseBloc	•	•	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•	•	•
Canaux d'adaptation fine	20	20	16	20	20	16	12

Technologie SmartSpeech

¹ Pour les environnements de haute sécurité, tels que les SCIF (Installations d'informations confidentielles sensibles)
² Disponible avec myPhonak

Compatibilité CROS

	Audéo E-Sphere Audéo E-Sphere Trial	Audéo E-R Audéo E-R Trial
Phonak CROS E-R		•


Appareillage

	Audéo E-Sphere Audéo E-Sphere Trial	Audéo E-R Audéo E-R Trial
Phonak Target	12.0 ou supérieur	12.0 ou supérieur
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•

Couplage acoustique

Longueur	Écouteur S	Écouteur M	Écouteur MAV	Écouteur P	Écouteur UP
Disponible dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2, 3), en version gauche et droite	•	•	• ¹	•	• ¹
Dôme					
EasyGuard™ Ouvert*	•	•		•	
Disponible en trois tailles (S, M, L)					
EasyGuard™ Obturant*	•	•		•	
Disponible en trois tailles (S, M, L)					
EasyGuard™ Puissant*	•	•		•	
Disponible en cinq tailles (S, S/M, M, M/L, L)					
Dôme cap	•	•		•	
SlimTip					
Acrylique	•	•		•	
Silicone	•	•		•	
Titane AV			• ¹		
Universe AV Disponible en quatre formes (A, B, C, D)			• ¹		
cShell					
Acrylique	• ¹	• ¹		• ¹	• ¹
Titane	• ¹	• ¹		• ¹	• ¹

Plages d'application



¹ Option de longueur 00 non disponible

* Également disponible en dômes standard (génération précédente) en trois tailles (S, M, L)

Options de charge Phonak Audéo E



Phonak Charger RIC E



Phonak ChargerGo RIC I E

Compatible avec Audéo E-Sphere et
Audéo E-Sphere Trial
Audéo E-R, Audéo E-R Trial
CROS E-R

•

•

Témoin lumineux LED

•

•

Témoin lumineux LED d'indication de la
batterie

•

Technologie sans fil Phonak Audéo E

Diffusion sans fil d'appels directs / audio

Audio Bluetooth® classique

Diffusion Auracast™

Audio Bluetooth® LE

Gamme de communication sans fil

Audéo E-Sphere
Audéo E-Sphere Trial
Audéo E-R
Audéo E-R Trial

Accessoire sans fil

TV Connector

•

Phonak PartnerMic

•

Phonak RemoteControl

•

Roger

Gamme de microphones Roger

•

Applications

myPhonak


•

Pour en savoir plus, consultez www.phonak.com/audéo-e

Pour en savoir plus sur les microphones Roger, consultez www.phonak.com/roger

Pour en savoir plus sur myPhonak et myPhonak Junior, consultez www.phonak.com/apps

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Le nom de marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Sonova AG est faite sous licence.



life is on*

Depuis 1947, Phonak se consacre à la préservation de la qualité de vie en ouvrant de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, notre entreprise était animée par une conviction formatrice : nous sommes convaincus que bien entendre est synonyme de bien-être, et donc que c'est essentiel pour vivre sa vie au maximum. De fait, le sens de l'ouïe est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme à l'avenir, nous nous efforçons de proposer le portefeuille de solutions auditives innovantes le plus complet. Avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie de chacun et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime

phonak.com



027-0742-04/V2.00/2026-05/NLG © 2026 Sonova AG. Tous droits réservés

