

# Phonak Audéo™ Fit ●

## Produktinformationen

Audéo Fit ist unsere neueste Innovation in der Lumity-Serie. Dieses Hörgerät verfügt über einen Herzfrequenzsensor, der die Gesundheitsdaten des Körpers aufzeichnet. Diese werden anschließend in der myPhonak App angezeigt. Durch die Erfassung und Synchronisierung von Kalorienverbrauch, Herzfrequenz und Aktivitätslevel kann dieses Hörgerätemodell dazu beitragen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und das Wohlbefinden zu steigern. Phonak Audéo Fit Hörgeräte sind für leichtgradige bis starke Hörverluste geeignet und mit der zukunftsweisenden Technologie der Phonak Lumity Plattform ausgestattet. Sie sind die ideale Lösung für alle Kunden, die ihre Gesundheit sehr genau im Blick behalten wollen.



# Produktbeschreibung



Audéo L-R Fit  
Audéo L-R Fit Trial  
L90/L70

Multifunktionsstaster		•
Bluetooth®		•
Wasserabweisende Beschichtung		•
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 <sup>1</sup>
Maße	L x B x T	30,4 x 12,6 x 8,1 mm
	Gewicht	0,25 g
Ladezeiten <sup>2</sup>	0% bis 100%	3 Std.
	0% bis 80%	1,5 Std.
	30 Min. Anpassung	10 Min.
<b>M Receiver</b>		
Maximaler Ausgangsschalldruck (dB SPL)		114
Max. Verstärkung (dB)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	51
Frequenzbereich (Hz)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	>100 - <8000
<b>P Receiver</b>		
Maximaler Ausgangsschalldruck (dB SPL)		122
Max. Verstärkung (dB)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	59
Frequenzbereich (Hz)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	>100 - <6300

## Gehäusefarben



**P1**  
Sand Beige



**P4**  
Kastanie



**P6**  
Silbergrau

<sup>1</sup> IP68 bedeutet, dass das Hörsystem wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

<sup>2</sup> Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand des Akkus ab, dauert jedoch nie länger als 3 Stunden.

# Technologiestufen

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced
Komfort in halligen Situationen	•	
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•	
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	
Musik	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•
Ruhige Umgebung	•	•
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•	•
<b>Zusätzliche Programme</b>		
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4
Komfort in halligen Situationen	•	
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	•
Speech in 360°	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•
Ruhige Umgebung	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•
Musik	•	•
Akustisches Telefon	•	•
Individuelles Hörprogramm	•	•
<b>Streaming-Programme</b>		
RogerDirect + Mik.	•	•
PartnerMic + Mik.	•	•
Anruf + Mik.	•	•

Funktionen	Premium	Advanced
SpeechSensor	•	
Speech Enhancer	•	
StereoZoom 2.0	•	•
Dynamic Noise Cancellation	•	•
Motion Sensor Hearing	•	•
RogerDirect™	•	•
Streaming Roger und direktional	•	•
EchoBlock	•	
Tap Control		
- Siri/Google Assistant	•	•
- Streaming pausieren/fortsetzen	•	•
- Anruf annehmen/beenden	•	•
SoundRelax	•	•
DuoPhone	•	•
Real Ear Sound	•	•
UltraZoom	•	•
Gesundheitsfunktionen	•	•
WindBlock	•	•
Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•
Tinnitus Balance Noiser	•	•
auto Akklimatisierung	•	•
Streaming-Balance	•	•
SoundRecover2	•	•
WhistleBlock	•	•
NoiseBlock	•	•
QuickSync	•	•
Kanal für Feinanpassung	20	20

SmartSpeech™ Technologie

## Gesundheitsfunktionen

	Audéo L-R	Audéo L-R Fit
Tragedauer	•	•
Hörumgebungen	•	•
Schrittzähler	•	•
Zurückgelegte Distanz	•	•
Tägliche Ziele	•	•
Synchr. mit Apple Health (neu)	•	•
Aktuelle Herzfrequenz		•
Tägliches Herzfrequenz-Diagramm		•
Herzfrequenz in Ruhe		•
Kalorienverbrauch (neu)		•

# Anpassung


## Audéo L-R Fit Audéo L-R Fit Trial

Phonak Target	ab 9.0
Noahlink Wireless	•

## Akustische Ankopplung\*

	M Sensor Receiver	P Sensor Receiver
<b>Länge</b> Verfügbar in vier unterschiedlichen Längen (0, 1, 2, 3) linke und rechte Seite	•	•
<b>Dome</b>		
Mini Dome	•	
Offener Dome            In drei Größen verfügbar (S, M, L)	•	
Geschlossener Dome (klar)    In drei Größen verfügbar (S, M, L)	•	
<b>cShell</b>		
Acryl	•	•
<b>Anpassbereiche</b>		

\* Nur der 8-polige Sensor Receiver und Sensor cShell sind mit Audéo Fit kompatibel.



# Phonak Audéo Fit Ladeoption



## Phonak Charger Ease

Das Phonak Charger Ease ist ein kompaktes Ladegerät mit Magneten in den Steckplätzen, die ein müheloses Einsetzen und Entfernen von Audéo L-R Fit ermöglichen. Es verwendet einen standardmäßigen USB-C Ladeanschluss, der aufleuchtet, wenn er mit Strom versorgt wird.

## Phonak Audéo Fit Bluetooth® Versionen

Streaming von Telefonanrufen/  
Audio-Streaming

Bluetooth® 4.2 Wireless Technologie und die meisten älteren  
bluetoothfähigen Telefone

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

## Wireless Communication Portfolio

	Audéo L-R Fit Audéo L-R Fit Trial L90/L70
<b>Wireless-Zubehör</b>	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
<b>Roger</b>	
RogerDirect™	•
<b>Apps</b>	
myPhonak	•

Weitere Informationen finden Sie unter [www.phonakpro.de/audeolumity](http://www.phonakpro.de/audeolumity)


Weitere Informationen zu den Roger-Mikrofonen finden Sie unter [www.phonakpro.de/roger](http://www.phonakpro.de/roger)

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.phonakpro.de/smartapps](http://www.phonakpro.de/smartapps)

# Life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak dafür ein, Menschen den Zugang zu neuen Klangwelten zu eröffnen und ihnen so mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Schon als das Unternehmen gegründet wurde, ließen wir uns bei Phonak von einer zentralen Annahme leiten: Wir glauben, die Fähigkeit gut zu hören ist eng mit dem Wohlbefinden verknüpft und trägt damit maßgeblich dazu bei, das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Hörvermögen und unserem emotionalen, kognitiven und körperlichen Wohlbefinden. Deshalb hat es sich Phonak zum Ziel gesetzt, das vielfältigste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten – sowohl jetzt als auch in Zukunft. Phonak arbeitet eng mit Hörakustikern zusammen und konzentriert sich dabei auf das, was wirklich wichtig ist: Ein besseres Sprachverstehen, eine höhere Lebensqualität und eine positive Wirkung auf die Gesellschaft als Ganzes.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0694-01|V1.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved