

Phonak Charger Virto 1

Datos técnicos.

Dimensiones (L. x An. x Al.)	99 x 59 x 49 mm (3,9 x 2,3 x 1,9") +/- 5%
Peso	68 g (2,4 oz) +/- 20%
Color	Champán
Condiciones de funcionamiento	De +5 °C a +40° C (de +41 °F a +104 °F)
Condiciones de transporte y almacenamiento	De -20° a +60° C (de -4 °F a +140 °F)
Humedad durante el transporte y el almacenamiento	0% to 93% (sin condensación)
Humedad durante el funcionamiento	0% to 90% (sin condensación)
Presión atmosférica durante el uso	De 500 hPa a 1060 hPa
Presión atmosférica durante el almacenamiento y transporte	De 500 hPa a 1060 hPa
Piezas incluidas	Fuente de alimentación Cable USB-C (solo para carga)
Interfaces externas	Puerto USB-C
Entrada	Tipo: CC, estabilizada 5 V +/- 10 % Máx. corriente: 350 mA



V1.00/2024-03/jk © 2024 Sonova AG All rights reserved