

Compatibilité chargeurs Phonak

Octobre 2023

Chargeur
Slim¹
075-3024-10



Phonak Charger
Ease¹
075-0080-10



Phonak Charger
Case Go
075-3017-12



Phonak Charge
and Care
075-0041-12



Phonak Charger
Case Combi 2²
075-0063-12



Phonak Charger
Combi BTE 2²
075-0065-12



Compatibilité Chargeurs des produits disponibles au catalogue

		Chargeur Slim ¹	Phonak Charger Ease ¹	Phonak Charger Case Go	Phonak Charge and Care	Phonak Charger Case Combi 2 ²	Phonak Charger Combi BTE 2 ²
Lumity	Phonak Slim	•					
	Audéo L-R		•				
	Audéo L-RT		•				
	Audéo L-RL (Life)			•			
	Naída L-PR						•
	Sky L-PR						•
Paradise	CRoS L-R		•				
	Audéo P-R				•	•	
	Audéo P-RT				•	•	
	Naída P-PR						•
Marvel	CRoS P-R				•	•	
	Sky M-PR						•
	Roger Focus II						•

Compatibilité Chargeurs des produits non disponibles au catalogue

Paradise	Audéo P-RL (Life)			•			
	Audéo P-R Fit					•	
Marvel	Audéo M-R				•	•	
	Audéo M-RT				•	•	
	Bolero M-PR						•
Belong	Audéo B-R					•	
	Bolero B-PR					•	
	Naída B-R RIC					•	
	Sky B-PR					•	
	CRoS B-R					•	

¹ prise secteur non fournie ² compatible avec le Power Pack en option (071-0003)

2023-10 ©Phonak. Fabricant/Siège : Sonova AG, Laubisrütistrasse 2B, CH-8712 Stäfa (Suisse). Sonova France SAS, 5 rue Maryse Bastié, 69500 Bron. Société au capital social de 1 000 040 €. Numéro SIREN : 314036682. R.C.S Lyon. Lire attentivement la notice. Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. L'aide auditive a pour fonction d'amplifier les sons et de les transmettre dans l'oreille, afin de compenser une perte auditive. Ne pas jeter sur la voie publique. *la vie s'exprime