

FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Audéo™ ✓ L90-312 (Premium)

















distance



Applications intelligentes libres stéréo

stéréo audio

Connectivité universelle (MFA*)

Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Audéo L-312 est une aide auditive dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 30 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à sévère. Modèle garanti 4 ans.

Caractéristiques		90
Performances	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 5.0	Parole en voiture	•
	Situation réverbérante	•
	Parole dans le bruit intense	•
	Musique	•
	Confort dans le bruit	•
	Parole dans le bruit	•
	Situation calme	•
Technologie SmartSpeech™	SpeechSensor	•
	Renforcement de la parole	•
	Suppression dynamique du bruit	•
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33
	Focalisation binaurale de la parole - ZoomControl/StereoZoom 2.0	•/Auto
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - WindBloc	•
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	• • •
	Réducteur de bruit d'impact - SoundRelax / Compression	•/•
LPP	Classe	2

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger [™] / AirStream [™]
Téléphonie et multimédia	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz
Android / iOS	Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
 Podomètre, activité physique 	Non
- Distance parcourue	Non
- Fréquence cardiaque	Non

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic [™]	
Travail	Roger Table Mic	
École, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™	

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl