

FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Naída™

















Réglage à universelle (MFA*) distance





Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Naída L-SP est une aide auditive dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 70 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à sévère. Modèle garanti 4 ans.

Caractéristiques		90	70	50
Performances	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage	64	64	64
AutoSense OS [™] 5.0	Parole en voiture	•		
	Situation réverbérante	•		
	Parole dans le bruit intense	•	Manuel	
	Musique	•	•	
	Confort dans le bruit	•	•	•
	Parole dans le bruit	•	•	•
	Situation calme	•	•	•
Technologie SmartSpeech™	SpeechSensor	•		
	Renforcement de la parole	•		
	Suppression dynamique du bruit	•	•	
	Focalisation de la parole - UltraZoom	33	33	33
	Focalisation binaurale de la parole - ZoomControl / StereoZoom 2.0	•/Auto	• / Manuel	
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - WindBloc	•	•	•
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	• • •	• •	•
	Réducteur de bruit d'impact - SoundRelax / Compression	• / •	•/•	-/•
LPP	Classe	2	2	2

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™	
Téléphonie et multimédia	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz	
Android / iOS	Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées	
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages	

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
 Podomètre, activité physique 	Non
- Distance parcourue	Non
- Fréquence cardiaque	Non

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™	
Travail	Roger Table Mic	
École, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™	

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector	
Télécommande	RemoteControl	