

FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Sky™









Pile 312











universelle (MFA*)



distance



enfant



Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Sky L-M est une aide auditive conçue pour les besoins des enfants de tous âges dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 30 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à moyenne. Modèle garanti 4 ans.

Caractéristiques		90	70	50
Performances	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage	64	64	64
AutoSense Sky OS™ 5.0	Parole en voiture	•		
	Situation réverbérante	•		
	Parole dans le bruit intense	•	Manuel	
	Musique	•	•	
	Confort dans le bruit	•	•	•
	Parole dans le bruit	•	•	•
	Situation calme	•	•	•
Technologie SmartSpeech™	SpeechSensor	•		
	Renforcement de la parole	•		
	Suppression dynamique du bruit	•	•	
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33	33	33
	Focalisation binaurale de la parole - ZoomControl / StereoZoom 2.0	•/Auto	• / Manuel	
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - WindBloc	•	•	•
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	• • •	• •	•
	Réducteur de bruit d'impact - SoundRelax / Compression	• / •	•/•	-/•
LPP	Classe	2	2	2

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™	
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées	
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages	

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
 Podomètre, activité physique 	Non
- Distance parcourue	Non
- Fréquence cardiaque	Non

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™	
Travail	Roger Table Mic	
École, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™	

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

02-2024 ®Phonak. Fabricant : Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa (Suisse). Sonova France SAS, 5 rue Maryse Bastié, 69500 Bron. Société au capital social de 1 000 040 €. Numéro SIREN : 314036682. R.C.S Lyon. Lire attentivement la notice (www.phonak.fr/modes-emploi). Ce dispositif médical de classe lla est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste. Ne pas jeter sur la voie publique.