

FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Sky™

√ L50-SP (Standard)





Pile 13



Applications intelligentes



Kit mainslibres stéréo stéréo audio



Connectivité universelle (MFA*)



Réglage à distance



Sécurité enfant



Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Sky L-SP est une aide auditive conçue pour les besoins des enfants de tous âges dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 70 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à sévère. Modèle garanti 4 ans.

Caractéristiques		50
Performances	Canaux de réglages	16
	Bandes de filtrage	64
AutoSense Sky OS™ 5.0	Parole en voiture	
	Situation réverbérante	
	Parole dans le bruit intense	
	Musique	
	Confort dans le bruit	•
	Parole dans le bruit	•
	Situation calme	•
Technologie SmartSpeech™	SpeechSensor	
	Renforcement de la parole	
	Suppression dynamique du bruit	
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33
	Focalisation binaurale de la parole - ZoomControl / StereoZoom 2.0	
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - WindBloc	•
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	•
	Réducteur de bruit d'impact - SoundRelax / Compression	-/•
LPP	Classe	2

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
 Podomètre, activité physique 	Non
- Distance parcourue	Non
- Fréquence cardiaque	Non

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™	
Travail	Roger Table Mic	
École, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™	

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl