



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Naída™ ✓ L70-PR (Avancé)

PHONAK



Rechargeable
Lithium-ion



Applications
intelligentes



Kit mains-
libres stéréo



Bluetooth®
stéréo audio



Connectivité
universelle (MFA*)



Réglage à
distance



Gestionnaire
d'acouphènes



Capteur de
mouvements

Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Naída L-PR est une aide auditive dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 30 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à moyennement sévère. Modèle garanti 4 ans.

Caractéristiques

		70
Performances	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 5.0	Parole en voiture	
	Situation réverbérante	
	Parole dans le bruit intense	Manuel
	Musique	•
	Confort dans le bruit	•
	Parole dans le bruit	•
	Situation calme	•
Technologie SmartSpeech™	SpeechSensor	
	Renforcement de la parole	
	Suppression dynamique du bruit	•
	Focalisation de la parole - UltraZoom	33
	Focalisation binaurale de la parole - ZoomControl / StereoZoom 2.0	• / Manuel
	Focalisation avec capteur de mouvements	•
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - WindBloc	•
	Réducteur de bruit - NoiseBloc	• •
	Réducteur de bruit d'impact - SoundRelax / Compression	• / •
Contrôle tactile	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	•
LPP	Classe	2

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Oui
- Fréquence cardiaque	Non

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Travail	Roger Table Mic
École, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl