



# FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Naída™ ✓ L90-PR (Premium)



# PHONAK



Rechargeable  
Lithium-ion



Applications  
intelligentes



Kit mains-  
libres stéréo



Bluetooth®  
stéréo audio



Connectivité  
universelle (MFA\*)



Réglage à  
distance



Gestionnaire  
d'acouphènes



Capteur de  
mouvements

## Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Naída L-PR est une aide auditive dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 30 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à moyennement sévère. Modèle garanti 4 ans.

## Caractéristiques

		90
Performances	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 5.0	Parole en voiture	●
	Situation réverbérante	●
	Parole dans le bruit intense	●
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Technologie SmartSpeech™	SpeechSensor	●
	Renforcement de la parole	●
	Suppression dynamique du bruit	●
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33
	Focalisation binaurale de la parole - <i>ZoomControl / StereoZoom 2.0</i>	● / Auto
Gestion de l'environnement	Focalisation avec capteur de mouvements	●
	Gestion du vent - <i>WindBloc</i>	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●
Contrôle tactile	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● / ●
	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	●
LPP	Classe	2

## Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

## eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Oui
- Fréquence cardiaque	Non

## Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Travail	Roger Table Mic
École, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™

## Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

08-2023 ©Phonak. Fabricant : Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa (Suisse). Sonova France SAS, 5 rue Maryse Bastié, 69500 Bron. Société au capital social de 1 000 040 €. Numéro SIREN : 314036682. R.C.S Lyon. Lire attentivement la notice ([www.phonak.fr/modes-emploi](http://www.phonak.fr/modes-emploi)). Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence. iOS est une marque déposée ou une marque de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans certains autres pays. Android est une marque de Google LLC.