

Phonak Sky™ L.

Informations sur le produit

Phonak Sky Lumity est la gamme complète d'aides auditives contours d'oreille (BTE) pédiatriques pour les pertes auditives légères à profondes.

Équipées de la technologie Phonak SmartSpeech™, les aides auditives Sky L représentent le choix des patients pédiatriques qui veulent faire l'expérience de la compréhension vocale sur notre plateforme la plus avancée Phonak Lumity.



Description des produits



Sky L-M
Sky L-M Trial
L90/L70/L50



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50



Sky L-SP
Sky L-SP Trial
L90/L70/L50




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50

Taille de la pile		312	batterie rechargeable intégrée		13	675			
Modèles pédiatriques avec LED		•	•		•	•			
Bobine d'induction		•			•	•			
Compatibilité avec CROS L			•						
Bluetooth®		•	•		•	•			
Revêtement hydrophobe		•	•		•	•			
Indice de protection		IP68 ¹	IP68 ¹		IP68 ¹	IP68 ¹			
Dimensions	L x l x P	31,3 × 14,1 × 7,3 mm (1,23 × 0,56 × 0,29 po)		36,7 × 16,4 × 8,5 mm (1,44 × 0,64 × 0,33 po)		40,0 × 16,9 × 8,5 mm (1,57 × 0,67 × 0,33 po)		42,6 × 18,8 × 8,6 mm (1,68 × 0,74 × 0,34 po)	
	Poids	2,18 g / 0,077 oz		3,68 g / 0,130 oz		4,40 g / 0,155 oz		4,60 g / 0,162 oz	
Durées de charge ²	0 % à 100 %			3 h				3 h	
	0 % à 80 %			1,5 h				1,5 h	
	30 min d'appareillage			10 min				10 min	
		HE11 680	Tube fin 4.0	HE11 680	Tube fin 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	128	122	130	129	139	133	141	134
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm ³	63	58	68	69	81	75	84	78
Bande passante (Hz)		< 100 - > 7 800	< 100 - > 8 000	< 100 - > 5 700	< 100 - > 7 100	< 100 - > 4 900	< 100 - > 5 700	< 100 - > 4 700	< 100 - > 4 700
Courant de fonctionnement (mA)		1,6	1,6			2,1	2,2	3,3	2,8


Plage d'application

- Plage d'application DSL pédiatrique
- Plage d'application APD/NAL


HE11 680




HE11 680



HE11 680




HE11 680




Perte auditive sévère à profonde³

Tube fin 4.0




Perte auditive légère à moyenne³

Tube fin 4.0



Perte auditive légère à moyennement sévère³

Tube fin 4.0



Perte auditive légère à sévère³

¹ IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau douce et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.

² Le temps de charge réel dépend de l'autonomie restante de la batterie et peut être affecté par les conditions de température.

³ Lors de l'utilisation de la formule de présélection DSL.

Niveaux de performances

AutoSense Sky OS 5.0	Premium L90	Avancé L70	Standard L50
Parole dans le bruit intense	•		
Parole en voiture	•		
Situation réverbérante	•		
Musique	•	•	
Confort dans le bruit	•	•	•
Parole dans le bruit	•	•	•
Situation calme	•	•	•
Parole média + mic	•	•	•
Musique média + mic	•	•	•
Programmes supplémentaires			
Programmes supplémentaires max.	4	4	4
Situation réverbérante	•		
Parole dans le bruit intense	•	•	
Parole à 360°	•	•	
Parole dans le bruit	•	•	•
Situation calme	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•
Musique	•	•	•
Téléphone acoustique	•	•	•
Programme personnalisé	•	•	•
Téléphone via Capteur-T ± mic ¹	•	•	•
Boucle publique ± mic ¹	•	•	•
Programmes de diffusion			
RogerDirect™ + mic	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•
Appel téléphonique + mic	•	•	•

Fonctions	Premium L90	Avancé L70	Standard L50
SpeechSensor	•		
Renforcement de la parole	•		
StereoZoom 2.0	•	•	
Suppression dynamique du bruit	•	•	
Directivité avec capteur de mouvements ²	•	•	
RogerDirect™	•	•	•
EchoBloc	•		
Contrôle tactile ²	•	•	
– Assistant Siri/Google			
– Mettre en pause / reprendre la diffusion	•	•	
– Accepter/terminer un appel téléphonique	•	•	
SoundRelax	•	•	
DuoPhone	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
Roger™ et paramètres de directivité	•	•	•
UltraZoom	•	•	•
Booster large bande ³	•	•	•
WindBloc	•	•	•
Correction de sonie	•	•	•
Auto Acclimatation	•	•	•
Balance environnementale	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
LarsenBloc	•	•	•
NoiseBloc	•	•	•
QuickSync	•	•	•
AOV	•	•	•
Canaux d'adaptation fine	20	20	16

1 Non disponible pour Phonak Sky L-PR
 2 Uniquement disponible pour Phonak Sky L-PR
 3 Uniquement disponible pour Phonak Sky L-UP

Programmation

	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50
Phonak Target	9.1 ou supérieur	9.0 ou supérieur	9.1 ou supérieur	9.0 ou supérieur
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHlink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Couplage acoustique

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50
Signal acoustique de sortie					
Coude standard	Amorti (HE11 680), transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires	•	•	•	•
	Non amorti (HE 11), uniquement en transparent			•	•
Coude avec sécurité enfant (mini)	Amorti (HE11 680), transparent et 6 couleurs pédiatriques supplémentaires	•	•	•	•
	Non amorti (HE 11), uniquement en transparent			•	•
Tube fin 4.0	Disponible en version gauche et droite, dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2 et 3)	•	•	•	
Adaptation tube fin					
Dôme	Dôme cap	•	•	•	
	Dôme ouvert	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•	•
	Dôme obturant	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•	•
	Dôme puissant	Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•	•
SlimTip	Acrylique	•	•	•	
	Silicone	•	•	•	
Embout pour coude					
Embout		•	•	•	•

Couleurs de boîtier et de coude

Boîtier



H0
Beige



P1
Dune de Sable



P3
Santal



P4
Noisette



P5
Champagne



P6
Gris Argenté



P7
Gris Carbone



P8
Velours Noir



M6
Rouge Volcan



M7
Bleu Océan



M8
Violet Pourpre



Q2
Vert Électrique



Q3
Bleu Caraïbes



T3
Rose Poudré

Coude



R1
Vert



R2
Jaune



R3
Rose



R4
Orange



Q6
Bleu



Q7
Violet



13
Transparent

Option de charge Phonak Sky L-PR

Chargeur Phonak Combi BTE/chargeur Phonak Combi BTE 2

Sky L-PR est dotée de toutes les fonctions Lumity que vous adorez, ainsi que de l'avantage d'être rechargeable. Les patients peuvent profiter d'une journée complète d'audition incluant la diffusion sans fil*.

* Autonomie prévue de 16 heures, dont 10 heures de diffusion Roger ou de diffusion audio.



Phonak Sky L Trial

Les nouvelles aides auditives Phonak Sky L Trial peuvent être configurées rapidement pour offrir le niveau de performances recommandé. Cela vous permet de proposer à votre patient la meilleure solution auditive dès le premier rendez-vous, ou de fournir une aide auditive à titre de remplacement lorsque celle du patient est en réparation. Les appareils Sky L Trial comprennent également un récepteur Roger pré-installé pour faciliter la présentation et l'essai de tout microphone Roger.

Phonak Sky L versions Bluetooth®

Diffusion sans fil des appels directs/audio

Technologie sans fil Bluetooth 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

Gamme de communication sans fil

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50
Compléments d'écoute				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
Roger				
Microphones Roger	•	•	•	•
Application				
myPhonak Junior	•	•	•	•

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.phonak.com/sky-lumity

Pour plus d'informations sur les microphones Roger, rendez-vous sur le site www.phonak.com/roger-for-education

Pour plus d'informations sur myPhonak Junior, rendez-vous sur le site www.phonak.com/myphonak-junior

life is on*

Depuis 1947, Phonak se consacre à la préservation de la qualité de vie en ouvrant de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, notre entreprise était animée par une conviction formatrice : nous sommes convaincus que bien entendre est synonyme de bien être, et donc que c'est essentiel pour vivre sa vie au maximum. En fait, le sens de l'ouïe est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons d'offrir le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. Avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie de chacun et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime

www.phonak.com



027-0697-04/V1.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG Tous droits réservés