



# FICHE DEVIS PATIENT



Phonak Sky™

- L90-PR (Premium)
- ✓ L70-PR (Avancé)
- L50-PR (Standard)



Rechargeable  
Lithium-ion



Applications  
intelligentes



Kit mains-  
libres stéréo



Bluetooth®  
stéréo audio



Connectivité  
universelle (MFA\*)



Réglage à  
distance



Capteur de  
mouvements



Sécurité  
enfant

## Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Sky L-PR est une aide auditive conçue pour les besoins des enfants de tous âges dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 30 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à moyennement sévère. Modèle garanti 4 ans.

## Caractéristiques

		90	70	50
Performances	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage	64	64	64
AutoSense Sky OS™ 5.0	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel	
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Technologie SmartSpeech™	SpeechSensor	●		
	Renforcement de la parole	●		
	Suppression dynamique du bruit	●	●	
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33	33	33
	Focalisation binaurale de la parole - <i>ZoomControl / StereoZoom 2.0</i>	● / Auto	● / Manuel	
Gestion de l'environnement	Focalisation avec capteur de mouvements	●	●	●
	Gestion du vent - <i>WindBloc</i>	●	●	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
Contrôle tactile	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● / ●	● / ●	- / ●
	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	●	●	
LPP	Classe	2	2	2

## Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

## eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Oui
- Fréquence cardiaque	Non

## Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Travail	Roger Table Mic
École, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™

## Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl