



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Sky™

L90-UP (Premium)
✓ L70-UP (Avancé)
L50-UP (Standard)



PHONAK



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth® stéréo audio



Connectivité universelle (MFA*)



Réglage à distance



Bobine T



Sécurité enfant

Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Sky L-UP est une aide auditive conçue pour les besoins des enfants de tous âges dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 70 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive sévère à profonde. Modèle garanti 4 ans.

Caractéristiques

		90	70	50
Performances	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage	64	64	64
AutoSense Sky OS™ 5.0	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel	
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Technologie SmartSpeech™	SpeechSensor	●		
	Renforcement de la parole	●		
	Suppression dynamique du bruit	●	●	
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33	33	33
	Focalisation binaurale de la parole - <i>ZoomControl / StereoZoom 2.0</i>	● / Auto	● / Manuel	
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc</i>	●	●	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	● ● ●	● ● ●	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● / ●	● / ●	- / ●
LPP	Classe	2	2	2

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz
	Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Non
- Distance parcourue	Non
- Fréquence cardiaque	Non

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Travail	Roger Table Mic
École, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl