



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Sky™

✓ L90-PR (Premium)



PHONAK



Rechargeable
Lithium-ion



Applications
intelligentes



Kit mains-
libres stéréo



Bluetooth®
stéréo audio



Connectivité
universelle (MFA*)



Réglage à
distance



Capteur de
mouvements



Sécurité
enfant

Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Sky L-PR est une aide auditive conçue pour les besoins des enfants de tous âges dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 30 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à moyennement sévère. Modèle garanti 4 ans.

Caractéristiques

		90
Performances	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense Sky OS™ 5.0	Parole en voiture	●
	Situation réverbérante	●
	Parole dans le bruit intense	●
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Technologie SmartSpeech™	SpeechSensor	●
	Renforcement de la parole	●
	Suppression dynamique du bruit	●
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33
	Focalisation binaurale de la parole - <i>ZoomControl / StereoZoom 2.0</i>	● / Auto
	Focalisation avec capteur de mouvements	●
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc</i>	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	● ● ●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● / ●
Contrôle tactile	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	●
LPP	Classe	2

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Oui
- Fréquence cardiaque	Non

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Travail	Roger Table Mic
École, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl