

フォナック クロス I-R テクニカル データ

フォナック クロス I-R/フォナック クロス I-R トライアル



フォナック クロス I-R は、一側性難聴の方々に CROS および BiCROS ソリューションを提供します。フォナック インフィニオ プラットフォームの革新的なテクノロジーを搭載したオーディオ I-R 補聴器に対応しています。クロス I-R とクロス I-R トライアルは、Phonak Target 10.0以降のバージョンでフィッティングできます。詳細については、www.phonak.com/ja-jp をご確認ください。

説明

一般的な情報

環境条件

		使用	充電	輸送	保管
温度(°C)	最大	5~40		-20~60	
湿度(%)	最大	0~90(結露しないこと)		0~93	
気圧(hPa)		500~1060			

国際保護等級 IP

IP68 は、水深 1 m の淡水に長時間(60 分)入れた後や、粉塵試験装置に 8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しなかったことを示しています(IEC60529 規格による)。

音声情報

音質

22.05 kHz サンプルング周波数

音声バンド幅

100 Hz~9.5 kHz

電波情報

アンテナ タイプ

共振ループ アンテナ

動作周波数

2.4 GHz~2.48 GHz

調整方式

GFSK、GMSK

放射電力

< 2.5 mW

使用例

もう一方の耳に装着した受信用補聴器に対する音声のストリーミング

Bluetooth バージョン

5.3 LE

範囲

~2 m

電波法認証情報

技適番号

005-103472



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

A Sonova brand

PHONAK
life is on