

報道関係者各位

2025年3月3日  
ソノヴァ・ジャパン株式会社

## このきこえ、速さ、安心感、まさに新次元。 圧倒的高性能を誇る“インフィニオ”補聴器シリーズに人気モデル追加 老舗スイス補聴器メーカー“フォナック”が提案する、プレミアムな新定番。

聴覚機器及びワイヤレス通信機器の世界的リーディングカンパニーとして躍進を続けるソノヴァ社（グループ本社・スイス連邦）の日本法人ソノヴァ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区西五反田、代表取締役社長：眞鍋 幸）は、補聴器ブランド「フォナック」の最新補聴器シリーズ「インフィニオ」より、耳かけ型補聴器「オーディオ I-R」および CROS 送信機「クロス I-R」を 2025 年 3 月 3 日に発売します。



きこえの可能性を広げる革新的テクノロジーを搭載した「インフィニオ」シリーズは、2025 年 1 月の日本国内発売以来、SNS や実際にきこえを体験された方々を中心に大きな反響が挙がっています。

この注目を集める「インフィニオ」シリーズから今回、騒音下における快適な聞こえと優れたコネクティビティを両立する 2 製品が発売となりました。

### オーディオ I-R – 聞こえと快適さが大きく進化した、耳かけ型補聴器定番タイプ

新製品「オーディオ I-R」には優れた音質と快適な接続性を叶える ERA™チップが採用されているほか、約四半世紀にわたり進化を続けてきたフォナックの看板テクノロジー「オートセンス OS」搭載により、ユーザーの聞こえに合わせた“いい音”が自然にブレンドされます。さらに、水や汗に強いウォーターブロック搭載により毎日安心してお使いいただけます。

#### ●ERA™チップが叶える、優れた音質と接続性

パワフルで高速処理を行う ERA™チップにより、卓越したサウンドクオリティとユニバーサル・コネクティビティを実現しました。

##### ・サウンドクオリティ

毎秒 5 億 5,200 万回という驚異的な演算処理を実行すると共に、人がヘッドフォンで好む音質の指標である“ハーマンカーブ”を参照した独自フィッティング処方式“アダプティブ・フォナック・デジタル 3.0”を採用。これにより、補聴器を着けたその瞬間から好きになる聞こえを提供します。

また、24 年間にわたる AI による機械学習で進化を続ける自動環境適応プログラム

「オートセンス OS」が、今回 6 代目「オートセンス OS 6.0」に進化。周囲の音環境を 1 秒間に 700 回スキャンし、その場で最適な音の設定が自動的に選択されるほか、フォナック スマートスピーチ テクノロジーと連動することで、ユーザーに合わせた最適な聞こえが提供されます。



< 報道関係の方からのお問合せ先 >

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 lifeison.jp@phonak.com

● **コネクティビティ**

ERA™チップにより、最大 6 倍\*1 の送信パワーを実現。通信距離が最大 2 倍\*1 に拡大したため、従来以上に途切れない安定したハンズフリー通話が可能です。また、パワフルなチップのおかげで反応性が高く、接続も切替も直ちに行うことが可能になりました。

さらに iOS、Android™をはじめ、ほぼすべての Bluetooth®対応機器とつながるユニバーサル・コネクティビティ仕様なので、使い勝手に優れた強力な接続性を叶えています。

\*1 ルミティとの比較

● **IP68 を超える防水性・防汗性**

10,000 時間を性能テストに費やし、プラズマコーティングによる撥水性、パリレンコーティングによる保護、密閉保護された充電電池、水が浸入しにくい 4 つのマイク開口部により、IP68 を超えるウォーターブロック機能を実現しました。水や汗に断然強いいため、海やプールでのアクティビティによる水濡れやスポーツ中の発汗にも安心して使用を続けられます。



● **製品概要**

- 販売名 : フォナック オーデオ インフィニオ (管理医療機器認証番号：306ALBZX00017000)
- タイプ名 : フォナック オーデオ I-R
- 販売開始時期 : 2025 年 3 月 3 日
- 期待動作時間 : 20 時間 (フル充電時、使用状況によって異なります)
- 適応聴力 : 軽度・中等度・高度・重度
- 防塵・防水性能 : IP68
- 価格

クラス	チャンネル数	補聴器(非課税)	充電器*(税込)	合計
I90(プレミアム)	20ch	片耳 670,000 円	11,000 円～	681,000 円～
I70(アドバンス)	20ch	片耳 484,000 円	11,000 円～	495,000 円～
I50(スタンダード)	16ch	片耳 349,000 円	11,000 円～	360,000 円～
I30(エッセンシャル)	12ch	片耳 240,000 円	11,000 円～	251,000 円～

\*フォナック チャージャー RIC I (非蓄電型) の場合は 11,000 円、フォナック チャージャーGo I (蓄電型) の場合は 33,000 円となります。

- ・補聴器は両耳装用をおすすめします。
- ・防塵・防水性能は、完全防水とは異なります。
- ・補聴器は非課税です。
- ・別途 SP シェルが必要な場合があります (別料金)。

カラー : 全 10 色展開予定



※サンドベージュ、シャンパン、シルバーグレー、グラファイトグレー以外は後日発売予定

< 報道関係の方からのお問合せ先 >

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 lifeison.jp@phonak.com

## クロス I-R — 一側性難聴の方の聞こえをサポートする充電式 CROS 補聴システム

聞こえない耳側に装着した CROS 送信機「クロス I-R」が周囲の音をキャッチし、聞こえる耳側に装着した補聴器「オーデオ I-R」に届けます。

新発売の「クロス I-R」は、ERA™チップ搭載によりハンズフリー通話や音声ストリーミングが途切れず快適になる\*2 ほか、ユニバーサル・コネクティビティ仕様により、オーデオ I-R と併用することで Bluetooth® 機能が搭載されている様々な機器につながります。また、水や汗に強いウォーターブロック仕様を採用しているほか、期待動作時間が従来品の「クロス L-R」に比べ 3.5 時間長い\*3 ため、外出先でも安心して使用いただけます\*3。



### ●製品概要

製品名	: フォナック クロス I-R
販売開始時期	: 2025 年 3 月 3 日
期待動作時間	: 16 時間*3
防塵・防水性能	: IP68
価格	: 税込 169,400 円 (別途充電器が必要)
カラー	: 全 10 色展開予定



※サンドベージュ、シャンパン、シルバーグレー、グラファイトグレー以外は後日発売予定

\*2 通話や音声のストリーミング中は、CROS 送信機から補聴器への音声送信は一時的に停止されます。ストリーミングを終了すると、CROS 送信機からの音声送信が再開します。

\*3 フル充電時、使用状況によって異なります

### ●フォナックについて

スイス・シュテファに拠点を置くソノヴァグループのフォナックは 1947 年に設立され、補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。身体的、社会的、感情的に人々の人生を豊かにすることを目指して開発された多彩な製品は、世界 100 カ国以上で愛用されています。フォナックでは 75 年以上にわたり、聴覚に特化した専門技術と聴覚ケア専門家との強い協力関係の下、人々のゆたかな聞こえをサポートしてきました。これからも、聴覚分野のリーディングカンパニーとして、難聴者のよりゆたかな聞こえ、しあわせな人生の実現のためにイノベーションを続けてまいります。

#### 【ソノヴァ・ジャパン株式会社とは】

代表者	: 眞鍋 幸
所在地	: 〒141-0031 東京都品川区西五反田 5-2-4
従業員数	: 500 名未満
新製品特設ページ	: <a href="https://www.phonak-brand.com/">https://www.phonak-brand.com/</a>
SNS	: Instagram <a href="https://www.instagram.com/phonak_japan/">https://www.instagram.com/phonak_japan/</a> X <a href="https://x.com/swiss_phonak">https://x.com/swiss_phonak</a>
HP	: <a href="https://www.phonak.com/ja-jp">https://www.phonak.com/ja-jp</a>
公式ブログ	: <a href="https://www.kikoeblog.jp/">https://www.kikoeblog.jp/</a>

本リリースに関するお問い合わせ先: ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 [lifeison.jp@phonak.com](mailto:lifeison.jp@phonak.com)

< 報道関係の方からのお問合せ先 >

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 [lifeison.jp@phonak.com](mailto:lifeison.jp@phonak.com)