

フォナック チャージャー パート1 テクニカルデータ

寸法(L x W x H)	99 x 59 x 49 mm ± 5%
重量	68 g ± 20%
カラー	シャンパン
動作条件	+5° ~ +40°
輸送および保管条件	-20° ~ +60°
輸送および保管中の湿度	0% ~ 93% (結露しないこと)
動作時湿度	0% ~ 90% (結露しないこと)
使用時気圧	500 hPa ~ 1060 hPa
輸送および保管時気圧	500 hPa ~ 1060 hPa
同梱部品	電源 USB-Cケーブル(充電専用)
外部インターフェース	USB-Cポート
入力	タイプ: DC、安定 5 V ± 10% 最大電流: 600 mA

