



# Phonak Virto™ 1

テクニカルデータ


## フォナック バート I-R (I90/I70/I50/I30)

### M レシーバ


#### 2 cm<sup>3</sup> カプラ周波数レスポンス

JIS C 5512:2015

##### 90dB入力最大出力音圧レベル



##### 最大音響利得




|           |                      |            |            |
|-----------|----------------------|------------|------------|
| 帯域幅       | f1<200 Hz f2>5000 Hz |            |            |
| 全高調波ひずみ   | 500Hz                | 800Hz      | 1600Hz     |
|           | 1.0 + 3%以下           | 1.5 + 3%以下 | 1.0 + 3%以下 |
| 期待動作時間*   | 24時間                 |            |            |
| 等価入力雑音レベル | 19 + 3dB以下           |            |            |

### P レシーバ


#### 2 cm<sup>3</sup> カプラ周波数レスポンス

JIS C 5512:2015

##### 90dB入力最大出力音圧レベル



##### 最大音響利得



|           |                      |            |            |
|-----------|----------------------|------------|------------|
| 帯域幅       | f1<200 Hz f2>5000 Hz |            |            |
| 全高調波ひずみ   | 500Hz                | 800Hz      | 1600Hz     |
|           | 1.0 + 3%以下           | 1.0 + 3%以下 | 1.0 + 3%以下 |
| 期待動作時間*   | 24時間                 |            |            |
| 等価入力雑音レベル | 19 + 3dB以下           |            |            |



製造業者によって明確に許可されていない補聴器の変更または改造は禁止されています。  
そのような変更で、耳や補聴器が損傷することがあります。

\*期待動作時間は、使用された機能、ワイヤレスアクセサリの使用状況、難聴の程度、使用年数、音環境等によって異なります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on



# Phonak Virto™ I


## フォナック バート I-R (I90/I70/I50/I30)

テクニカルデータ


### SP レシーバ 2 cm<sup>3</sup> カプラ周波数レスポンス

JIS C 5512:2015

#### 90dB入力最大出力音圧レベル



#### 最大音響利得




|           |                      |            |            |
|-----------|----------------------|------------|------------|
| 帯域幅       | f1<200 Hz f2>5000 Hz |            |            |
| 全高調波ひずみ   | 500 Hz               | 800 Hz     | 1,600 Hz   |
|           | 1.0 + 3%以下           | 1.0 + 3%以下 | 1.0 + 3%以下 |
| 期待動作時間*   | 24時間                 |            |            |
| 等価入力雑音レベル | 19+3dB以下             |            |            |


### UP レシーバ 2 cm<sup>3</sup> カプラ周波数レスポンス

JIS C 5512:2015

#### 90dB入力最大出力音圧レベル



#### 最大音響利得



|           |                      |            |            |
|-----------|----------------------|------------|------------|
| 帯域幅       | f1<200 Hz f2>5000 Hz |            |            |
| 全高調波ひずみ   | 500 Hz               | 800 Hz     | 1,600 Hz   |
|           | 1.0 + 3%以下           | 1.0 + 3%以下 | 1.0 + 3%以下 |
| 期待動作時間*   | 24時間                 |            |            |
| 等価入力雑音レベル | 19+3dB以下             |            |            |



製造業者によって明確に許可されていない補聴器の変更または改造は禁止されています。  
そのような変更で、耳や補聴器が損傷することがあります。

\*期待動作時間は、使用された機能、ワイヤレスアクセサリ、使用状況、難聴の程度、使用年数、音環境等によって異なります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand

