

# フォナック ナイーダ ルミティ。

## プロダクトインフォメーション

フォナック ナイーダ ルミティは、軽度から重度難聴用の包括的な BTE ポートフォリオです。

フォナック スマートスピーチ テクノロジーを搭載し、当社の最先端プラットフォームであるルミティでパワフルなソリューションを求めるお客様に選ばれています。



# 製品概要



ナイーダ L-UP  
ナイーダ L-UP トライアル  
L90/L70/L50/L30



ナイーダ L-SP  
ナイーダ L-SP トライアル  
L90/L70/L50/L30



ナイーダ L-PR  
ナイーダ L-PR トライアル  
L90/L70/L50/L30




ナイーダ L-M  
L90/L70/L50/L30

電池の種類	675	13	充電式	312	
T コイル	●	●		●	
クロス L との互換性			●		
Bluetooth®	●	●	●	●	
ナノコーティング*	●	●	●	●	
国際保護等級 IP	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	
サイズ	高さ x 幅 x 奥行き	42.6 x 18.8 x 8.6 mm	40.0 x 16.9 x 8.5 mm	36.7 x 16.4 x 8.5 mm	31.3 x 14.1 x 7.3 mm
	重さ	4.60 g	4.40 g	3.68 g	2.18 g
充電時間 <sup>2</sup>	0% ~ 100%			3 時間	
	0% ~ 80%			1.5 時間	
	30 分 フィッティング			10 分	

		HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11 680	スリム チューブ 4.0	HE11 680	スリム チューブ 4.0
最大出力音圧 (dB SPL)	2cc カプラ データ	141	134	139	133	130	129	128	122
最大音響利得 (dB)	2cc カプラ データ	84	78	81	75	68	69	63	58
帯域幅 (Hz)		< 200 - > 4,600	< 200 - > 4,600	< 200 - > 4,900	< 200 - > 5,000	< 200 - > 5,000	< 200 ~ > 5,000	< 200 - > 5,000	< 200 - > 5,000

## フィッティングレンジ



## ハウジング カラー



H0  
ベージュ



P1  
サンド  
ベージュ



P3  
サンダル  
ウッド



P4  
チェスト  
ナット



P5  
シャンパン



P6  
シルバー  
グレー



P7  
グラフィット  
グレー



P8  
ベルベット  
ブラック

1 IP68 は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深 1 m の淡水に長時間 (60 分) 入れた後や、粉塵試験装置に 8 時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しなかったことを示しています (IEC60529 規格による)。

2 実際の充電時間は、電池残量によって異なり、温度条件の影響を受ける場合があります。

Bluetooth® のロゴ文字およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

# パフォーマンスレベル

	プレミア ムクラス	アドバン スクラス	スタン ダードク ラス	エッセ ンシャル ラス
	L90	L70	L50	L30
<b>オートセンス OS 5.0</b>				
非常に騒がしい中でのことば	●			
車の中でのことば	●			
反響する環境での快適性	●			
音楽	●	●		
騒音下での快適性	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
メディアことば + マイク	●	●	●	●
メディア音楽 + マイク	●	●	●	●
<b>追加プログラム</b>				
最大追加プログラム数	4	4	4	4
反響する環境での快適性	●			
非常に騒がしい中でのことば	●	●		
全方向 (360°) からのことば	●	●		
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
電話用 T コイル ± マイク <sup>1</sup>	●	●	●	●
公共用 T コイル ± マイク <sup>1</sup>	●	●	●	●
<b>ストリーミング プログラム</b>				
ロジャー ダイレクト + マイクフ	●	●	●	●
パートナー マイク + マイク	●	●	●	●
通話 + マイク	●	●	●	●

スマートスピーカー  
テクノロジー

機能	プレミア ムクラス	アドバン スクラス	スタン ダードク ラス	エッセ ンシャル ラス
	L90	L70	L50	L30
スピーチセンサー	●			
スピーチ エンハンサー	●			
ステレオズーム 2.0	●	●		
ダイナミックノイズキャンセル	●	●		
モーションセンサーヒアリング <sup>2</sup>	●	●	●	
ロジャーダイレクト	●	●	●	●
エコブロック	●			
タップコントロール <sup>2</sup>				
- Siri/Google アシスタント	●	●		
- ストリーミングの一時停止 / 再開	●	●		
- 通話の応答 / 終了	●	●		
サウンドリラックス	●	●		
デュオフォン	●	●	●	
リアルイヤーサウンド <sup>6</sup>	●	●	●	
ウルトラズーム	●	●	●	●
ロジャーと指向性	●	●	●	●
広帯域ブースター <sup>3</sup>	●	●	●	●
ヘルス機能 <sup>2,4</sup>	●	●	●	●
ウインドブロック	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
耳鳴りバランス <sup>5</sup>	●	●	●	●
自動順応	●	●	●	●
環境バランス	●	●	●	●
サウンドリカバー 2	●	●	●	●
ホイッスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
クイックシンク	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
微調整チャンネル数	20	20	16	12

1 フォナック ナイダ L-PR では使用不可  
 2 フォナック ナイダ L-PR のみで使用可能  
 3 フォナック ナイダ L-UP のみで使用可能  
 4 マイフォナックと併用可  
 5 フォナック ナイダ L-UP では使用不可

# フィッティング

	ナイダ L-UP ナイダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-SP ナイダ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-PR ナイダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-M L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 以上	9.1 以上	9.0 以上	11.2 以上
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	●	●	●	●
Noahlink	●	●		
HI-PRO、HI-PRO2	●	●		

# 音響カプリング

			ナイーダ L-UP ナイーダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-SP ナイーダ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-PR ナイーダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30	ナイーダ L-M L90/L70/L50/L30
音口	フック	ダンパー付き (HE11 680)	●	●	●	●
	フック	ダンパーなし (HE11)	●	●		
	スリムチューブ 4.0	左右の異なる 5 種類の長さ (00、0、1、2、3)			●	●
スリムチューブ用耳せん (イヤチップ)	ドーム型耳せん	キャップ型		●	●	●
		オープン	3 サイズ (S、M、L) から選択可 型耳せん		●	●
		ベント付き	3 サイズ (S、M、L) から選択可 ドーム耳せん		●	●
		パワー	3 サイズ (S、M、L) から選択可 型耳せん		●	●
		スリムチップ	アクリル製			●
			シリコン製			●
フック用耳せん (イヤチップ)	イヤモールド		●	●	●	●

## フォナック ナイーダ L トライアル

フォナック ナイーダ L トライアル補聴器は、専門家の推奨するパフォーマンスレベルに適合するよう、速やかに目的のクラスに設定できるようになっています。初回来店時に適切な聞こえのソリューションで着用者をフィッティングでき、また補聴器を修理に出している間の代替品としても提供できます。このナイーダ L トライアル補聴器にはロジャー受信機が事前にインストールされており、簡単にデモンストレーションやロジャー マイクロホンの試用を行うことができます。

# フォナック ナイダ L-PR 充電オプション

## フォナック チャージャー Combi BTE 2

ナイダ L-PR はルミティの魅力的な機能が備わっており、充電式の利点もあります。ストリーミング実行時でも日中の聞こえを楽しむことができます\*。

\* 4 時間の Bluetooth ストリーミングと 4 時間のテレビコネクター D のストリーミングを含む 16 時間の期待動作時間。



# フォナック ナイダ L Bluetooth® バージョン

ハンズフリー通話 / 音声ストリーミング Bluetooth 4.2 のワイヤレス テクノロジーと、ほとんどの旧式 Bluetooth 機器に対応

# ワイヤレスコミュニケーションポートフォリオ

	ナイダ L-UP ナイダ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-SP ナイダ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-PR ナイダ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30	ナイダ L-M L90/L70/L50/L30
<b>ワイヤレスアクセサリ</b>				
テレビコネクター D	•	•	•	•
フォナック パートナーマイク	•	•	•	•
フォナック リモートコントロール	•	•	•	•
<b>ロジャー</b>				
ロジャー マイクロホン	•	•	•	•
<b>アプリ</b>				
マイフォナック アプリ	•	•	•	•
マイフォナック ジュニア アプリ	•	•	•	•

life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開き、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは「良い聞こえは、健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」と考えています。現在もそしてこれからも、聴覚専門家とともに「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるよう力を注いでまいります。

[www.phonakpro.com/jp/ja](http://www.phonakpro.com/jp/ja)