

フォナックバート I.

プロダクトインフォメーション

フォナック バート インフィニオは、軽度から重度の難聴に対応する包括的なITEポートフォリオです。バート I は、目立ちにくいオーダーメイドのソリューションを希望するお客様向けの補聴器です。

バート I-R は、フォナック インフィニオ プラットフォームの革新的な技術を搭載したフォナック初の充電式オーダーメイド補聴器です。



製品概要

		 パート I-R 190/170/150/130	 パート I-10 NW O 190/170/150/130	 パート I-Titanium 190/170
出力レベル				
M		●	●	●
P		●	●	●
SP		●	●	●
UP		●		
製品仕様 / オプション / テクノロジー				
電池サイズ		リチウムイオン電池	10	10
充電時間 ¹	0% ~ 100%	3時間		
	0% ~ 80%	1.5時間		
	30分フィッティング	15分		
Bluetooth®		●		
シェルの材質		アクリル	アクリル	チタン ²
国際保護等級IP		IP68 ³	IP68 ³	IP68 ³
マイクロホン		指向性	無指向性	無指向性
Tコイル			オプション	オプション
プログラムスイッチ(プログラム/ボリューム)		●	●	オプション
イージーフォン (電話プログラム)			●	オプション
ミニコントロール (プログラムまたは音量変更)			オプション	●

カラー

フェースプレート



ベージュ



ブラウン⁴



ブラック

パートI チタン限定色

シェル：チタニウムグレーのみ

フェースプレート：ブラックかブラウン



チタニウムグレー

アクリルシェル



ベージュ



ブラック⁵



レッド(右耳のみ)



ブルー(左耳のみ)



クリア

¹ 実際の充電時間はバッテリーの残量によって異なりますが、3時間を超えることはありません。

² 表面は標準と滑り止め加工の2種類から選択可能

³ IP68 は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1mに長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないこと示しています(IEC60529規格による)。

⁴ パート I-10NW O / チタンのみ

⁵ パート I-Rのみ

パフォーマンスレベル

オートセンス OS 7.0¹

	プレミアム I90	アドバンス I70	スタンダード I50	エッセンシャル I30
非常に騒がしい中でのことば ²	●			
音楽	●	●		
車の中でのことば	●	●	●	
騒音下での快適性	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
メディア ことば ²	●	●	●	●
メディア 音楽 ²	●	●	●	●
追加 プログラム				
最大追加プログラム数	4	4	4	4
非常に騒がしい中でのことば ²	●	●		
全方向(360°)からのことば ²	●	●		
車の中でのことば	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
公共設備用Tコイル ± マイク ³	●	●	●	●
ストリーミングプログラム				
ロジャーダイレクト + マイク ²	●	●	●	●
パートナーマイク + マイク ²	●	●	●	●
通話 + マイク ²	●	●	●	●

機能





	プレミアム I90	アドバンス I70	スタンダード I50	エッセンシャル I30
スピーチセンサー ²	●			
スピーチエンハンサー	●			
ステレオズーム 2.0 ²	●	●		
ダイナミックノイズキャンセル ²	●	●		
モーションセンサーヒアリング ²	●	●	●	
ロジャーとの互換性 ⁵	●	●	●	●
ハンズフリー通話の無効化 ^{2,4}	●	●	●	●
タップコントロール ²				
- Siri/Google アシスタント	●	●		
- ストリーミングの一時停止/再生	●	●		
- 通話開始/通話終了	●	●		
サウンドリラックス	●	●	●	
デュオフォン ²	●	●	●	
イーザーフォン ³	●	●	●	●
ウルトラズーム ²	●	●	●	●
ロジャー ディレクト ²	●	●	●	●
ウインドブロック	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
耳鳴りバランス	●	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●	●
環境バランス	●	●	●	●
サウンドリカバー ²	●	●	●	●
ホイスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
クイックシンク ²	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
微調整チャンネル数	20	20	16	12

- 1 パート I-10 NW Oおよびパート I-チタンはオートセンス OS 6.0 を搭載
2 パート I-Rのみ
3 パート I-10 NW Oおよびパート I-チタンのみ
4 SCIFなどのセキュリティの高い環境向け
5 パート I-10 NW Oおよびパート I-チタンはTコイルオプションが必要

フィッティング

	パートI-R	パートI-10 NW O / パートI-チタン
Phonak Target	11.0 以上	10.1 以上
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	●	
Noahlink		●
HI-PRO, HI-PRO2		●

音響カプリング

	M	P	SP	UP ¹
最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下) 2ccカプラデータ	109	115	119	127
最大音響利得(ピーク値)(+3dB以下) 2ccカプラデータ	40	50	60	70
帯域幅(Hz) 2ccカプラデータ	<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA) パート I-10 NW O, パート I-チタン	1.2+20% mA 以下	1.2+20% mA 以下	1.2+20% mA 以下	
フィティングレンジ				
	軽度～中等度難聴	軽度～高度難聴	中等度～高度難聴	高度～重度難聴

1 パート I-Rのみ

シェルスタイル

	Full Shell	Half Shell	ITC	CIC	IIC
パート I-R					
パート I-10 NW O					
パート I-チタン					

パート I-Rはフォナックの革新的なカスタマイズアプローチ「ライトフィット」により、耳の解剖学的形状、レシーバおよびベントのサイズに応じて、より小さく設計・製造することができます。

詳細については、www.phonak.com/ja-jp/hearing-devices/hearing-aids/virto-infinioをご覧ください。

ロジャー マイクロホンの詳細については、www.phonak.com/roger をご覧ください。

マイフォナック アプリの詳細については、<https://www.phonak.com/ja-jp/hearing-devices/apps/myphonak>をご覧ください。

フォナック バート I-R 充電器

フォナック チャージャー バート I

フォナック バート I-R は、インフィニオの優れた機能に加え、充電式のメリットも備えています。独自のスナップ チャージシステムにより、充電はシンプルで直感的です。補聴器を充電器に置くだけで、磁力で充電ポイントにしっかりと固定され、ストリーミング再生を含む1日の使用に十分な充電が行えます。



フォナック バート I-R ワイヤレス テクノロジー

ハンズフリー通話 / 音声ストリーミング Bluetooth® Classic Audio

ワイヤレス コミュニケーション ポートフォリオ

	バート I-R I90/I70/I50/I30	バート I-10 NW O I90/I70/I50/I30	バート I-チタン I90/I70
ワイヤレスアクセサリ			
テレビコネクターD	•		
フォナック パートナーマイク	•		
フォナック リモートコントロール	•		
ロジャー			
ロジャーダイレクト	•		
ロジャー ネックループ		• ¹	• ¹
アプリ			
マイフォナック アプリ	•		

¹ T コイルが搭載されている場合



life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開くことによって、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは創業当初から「良い聞こえは健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」という信念に基づき活動してきました。聞こえは、社会的・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングに深くつながっています。私たちは、現在もそしてこれからも聴覚専門家とともに、「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるよう力を注いでまいります。

<https://www.phonak.com/ja-jp>

2025-03/jb © 2024 - 2025 Sonova AG. All rights reserved.