




## Phonak Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30/Trial)


### S Receiver 2 cm<sup>3</sup> coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Lydtrykksnivå



#### Lydforsterkning




Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dB SPL		


### M Receiver 2 cm<sup>3</sup> coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Lydtrykksnivå



#### Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dB SPL		

#### Generell testinformasjon

- Det er brukt spesifikke innstillinger for mål. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten fungerer nå i lineær modus
- Ekspansjon på lavt nivå er aktiv
- All informasjon som hentes inn, måles med Phonak Target-måleinnstillinger

#### Advarsler

- ⚠ Dette høreapparatet har et lydtrykksnivå som kan overstige 132 dB SPL. Vær ekstra forsiktig ved tilpasning av apparatet, da det finnes en risiko for at brukers resterende hørsel kan bli nedsatt.
- ⚠ Endringer eller modifiseringer av høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Denne typen endringer kan skade øret eller høreapparatet.

\* Forventet brukstid på det oppladbare batteriet er avhengig av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets levetid og lyd miljøet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switserland  
www.phonak.com

A Sonova brand




## Phonak Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30/Trial)


### MAV Receiver 2 cm<sup>3</sup> coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Lydtrykksnivå



#### Lydforsterkning




Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			


### P Receiver 2 cm<sup>3</sup> coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Lydtrykksnivå



#### Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - 6300 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			

\* Forventet brukstid på det oppladbare batteriet er avhengig av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets levetid og lyd miljøet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand




## Phonak Audéo L-RL (L90/L70/L50/L30/Trial)


### UP Receiver 2 cm<sup>3</sup> coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014  
IEC 60118-0 : 2015

#### Lydtrykksnivå



#### Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - 6100 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19	dB SPL		

\* Forventet brukstid på det oppladbare batteriet er avhengig av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets levetid og lyd miljøet.



0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on