




Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


S Receiver 2 cm³-coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Lydtrykksnivå




Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			


Telespolefølsomhet




M Receiver 2 cm³-coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Lydtrykksnivå




Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			

Telespolefølsomhet



Generell testinformasjon

- Det er brukt spesifikke innstillinger for mål. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten fungerer nå i lineær modus
- Ekspansjon på lavt nivå er aktiv
- All informasjon som hentes inn, måles med Phonak Target-måleinnstillinger

Advarsler

- ⚠ Dette høreapparatet har et lydtrykksnivå som kan overstige 132 dB SPL. Vær ekstra forsiktig ved tilpasning av apparatet, da det finnes en risiko for at brukers resterende hørsel kan bli nedsatt.
- ⚠ Endringer eller modifikasjoner av høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt. Denne typen endringer kan skade øret eller høreapparatet.

* Forventet brukstid på det oppladbare batteriet er avhengig av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets levetid og lyd miljøet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


MAV Receiver 2 cm³-coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Lydtrykksnivå




Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - >8000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			


Telespolefølsomhet




P Receiver 2 cm³-coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Lydtrykksnivå




Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - 6300 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18	t		
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			

Telespolefølsomhet



* Forventet brukstid på det oppladbare batteriet er avhengig av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørsløstap, batteriets levetid og lydmiljøet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


UP Receiver 2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Lydtrykksnivå




Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz - 6100 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
Forventet brukstid*	18 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dB SPL			

Telespolefølsomhet



* Forventet brukstid på det oppladbare batteriet er avhengig av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets levetid og lyd miljøet.