

Phonak Charger Virto 1

Dane techniczne.

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	99 x 59 x 49 mm $\pm 5\%$
Masa	68 g $\pm 20\%$
Kolor	Szampański
Warunki pracy	od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$
Warunki transportu i przechowywania	od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$
Wilgotność podczas transportu i przechowywania	0% do 93% (bez kondensacji)
Wilgotność podczas pracy	od 0% do 90% (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne podczas użytkowania	od 500 hPa do 1060 hPa
Ciśnienie atmosferyczne podczas przechowywania i transportu	od 500 hPa do 1060 hPa
Dołączone części	Zasilacz Kabel USB-C (tylko do ładowania)
Interfejsy zewnętrzne	Port USB-C
Wejście audio	Typ: DC, ustabilizowane 5 V $\pm 10\%$ Maks. natężenie: 600 mA



To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

V1.00/2024-05/NLG © 2024 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone