

Phonak Sky™ L.

Informações do produto

O Phonak Sky Lumity é o portfólio abrangente de BTE de adaptação pediátrica para perda auditiva leve a profunda.

Potencializados pela tecnologia Phonak SmartSpeech™, os aparelhos auditivos Sky L são a opção para usuários pediátricos que desejam ter a experiência da compreensão de fala nas nossas plataformas Phonak Lumity mais avançadas.



Descrição do produto



Sky L-M
Sky L-M Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-SP
Sky L-SP Trial
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30

Tamanho da bateria		312	Recarregável interna		13		675		
Padrões de LED pediátricos		•	•		•		•		
Bobina de indução		•			•		•		
Compatibilidade com CROS L			•						
Bluetooth®		•	•		•		•		
Revestimento hidrofóbico		•	•		•		•		
Classificação IP		IP68 ¹	IP68 ¹		IP68 ¹		IP68 ¹		
Dimensões	C x L x P	31,3 x 14,1 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")		40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")		42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")		
	Peso	2,18 g/0,077 oz	3,68 g/0,130 oz		4,40 g/0,155 oz		4,60 g/0,162 oz		
Tempos de carregamento ²	0% a 100%		3 h						
	0% a 80%		1,5 h						
	Ajuste de 30 min		10 min						
		HE11 680	Tubo fino 4.0	HE11 680	Tubo fino 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Máx. Saída máxima de potência (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	128	122	130	129	139	133	141	134
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	63	58	68	69	81	75	84	78
Faixa de frequência (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4900	<100 - >5700	<100 - >4700	<100 - >4700
Consumo de energia (mA)		1,6	1,6			2,1	2,2	3,3	2,8


Faixas de adaptação

- Faixa de adaptação pediátrica DSL
- Faixa de adaptação APD/NAL


HE11 680




HE11 680




HE11 680




HE11 680




Tubo fino 4.0



Tubo fino 4.0



Tubo fino 4.0



Perda auditiva severa a profunda³

Perda auditiva leve a moderada³

Perda auditiva leve a moderadamente severa³

Perda auditiva leve a severa³

¹ IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e à poeira. Resistiu a uma submersão contínua em 1 metro de água doce durante 60 minutos e a 8 horas em uma câmara de poeira, tal como definido na norma IEC 60529.

² O tempo de carregamento real depende da duração restante da bateria e pode ser afetado pelas condições de temperatura.

³ Com uso do método prescrito DSL.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

Níveis de desempenho

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
AutoSense Sky OS 5.0				
Fala no ruído forte	•			
Fala no carro	•			
Conforto no eco	•			
Música	•	•		
Conforto no ruído	•	•	•	
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Transmissão sem fio de fala + mic	•	•	•	•
Transmissão sem fio de música + mic	•	•	•	•
Programas adicionais				
Máx. de programas adicionais	4	4	4	4
Conforto no eco	•			
Fala no ruído forte	•	•		
Fala em 360°	•	•		
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•
Programa personalizado	•	•	•	•
Telefone via bobina T ± mic ¹	•	•	•	•
Bobina T pública ± mic ¹	•	•	•	•
Programas de transmissão				
RogerDirect™ + mic	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•	•
Chamada telefônica + mic	•	•	•	•

Tecnologia SmartSpeech

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Características				
SpeechSensor	•			
Realce de fala	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Cancelador dinâmico de ruído	•	•		
Sensor de movimento para a audição ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Controle por toque ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Pausar/retomar uma transmissão	•	•		
- Aceitar/finalizar uma chamada telefônica	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ e configuração Direcional	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Broadband Booster ³	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
Auto Aclimatização	•	•	•	•
Equilíbrio ambiental	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
VAO	•	•	•	•
Canais de ajuste fino	20	20	16	12

¹ Indisponível para Phonak Sky L-PR

² Disponível apenas para Phonak Sky L-PR

³ Disponível apenas para Phonak Sky L-UP

Ajuste

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.1 ou superior	9.0 ou superior	9.1 ou superior	9.0 ou superior
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Vedação acústica

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Saída de som					
Gancho padrão	Com filtro (HE11 680), transparente 6 cores pediátricas adicionais	•	•	•	•
	Sem filtro (HE 11) somente na cor transparente			•	•
Gancho inviolável	Com filtro (HE11 680), transparente 6 cores pediátricas adicionais	•	•	•	•
	Sem filtro (HE 11) somente na cor transparente			•	•
Tubo fino 4.0	Disponível para os lados direito e esquerdo em cinco comprimentos diferentes (00, 0, 1, 2, 3)	•	•	•	
Peça para o Tubo fino					
Oliva	Oliva mini	•	•	•	
	Oliva aberta	Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•	•
	Oliva ventilada	Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•	•
	Oliva Power	Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•	•
MicroMolde	Acrílico	•	•	•	
	Silicone	•	•	•	
Peça para o gancho					
Molde		•	•	•	•

Cores de caixa e gancho

Caixa



H0
Bege



P1
Bege Praia



P3
Madeira de Sândalo



P4
Castanho



P5
Champanhe



P6
Prata



P7
Cinza Grafite



P8
Preto Veludo



M6
Vermelho lava



M7
Oceano Azul



M8
Roxo Majestade



Q2
Verde Elétrico



Q3
Azul Caribe



T3
Rosa Precioso

Gancho



R1
Verde



R2
Amarelo



R3
Rosa



R4
Laranja



Q6
Azul



Q7
Roxo



13
Transparente

Opções de carregamento do Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

O Sky L-PR possui todas as características do Lumity que você adora, bem como o benefício da capacidade de recarga. Os usuários podem desfrutar de um dia inteiro de audição, incluindo transmissão sem fio*.

* Duração prevista da bateria de 16 horas, incluindo 10 horas de transmissão de áudio ou Roger.



Phonak Sky L Trial

Os aparelhos auditivos Phonak Sky L Trial podem ser rapidamente configurados no nível de desempenho desejado a fim de atender às suas necessidades. Isso lhe permite proporcionar ao seu paciente a solução auditiva ideal logo na primeira consulta ou de oferecer um produto em substituição quando o aparelho auditivo do paciente estiver sendo consertado. Os dispositivos Sky L Trial também incluem um receptor Roger pré-instalado para fácil demonstração e teste com qualquer microfone Roger.

Versões de Bluetooth® do Phonak Sky L

Chamadas diretas/transmissão de áudio

Tecnologia Bluetooth 4.2 sem fio e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

Portfólio de comunicação sem fio

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Acessórios sem fio				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak Remote Control	•	•	•	•
Roger				
Microfones Roger	•	•	•	•
Aplicativo				
myPhonak Junior	•	•	•	•

Para obter mais informações, visite www.phonak.com/sky-lumity

Para obter informações sobre microfones Roger, visite www.phonak.com/roger-for-education

Para obter mais informações sobre o myPhonak Junior, visite www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias da nossa fundação, a nossa empresa era movida por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir bem equivale a bem-estar e, portanto, é essencial para viver a vida em sua plenitude. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje e no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

www.phonak.com



027-0697-43|V1.00|2024-02|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved

