

# Ökad livskvalitet på äldreboenden.

Med ljudutjämnningssystemet Roger SoundField  
kan alla höra och du sparar din röst



# Vill du att de boende ska höra varje ord? Låt vårt ljudutjämnings- system göra skillnaden.



Vi är väldigt nöjda med Roger SoundField. Det är ett bra hjälpmedel för oss och hjälper till att höja livskvaliteten för deltagarna vid olika aktiviteter. Jag ser en stor vinning i att ha ljudutjämningsystemet och en stor fördel är att högtalaren enkelt kan flyttas, till exempel när vi spelar bingo. En boende var helt lyrisk och sa att det är mycket lugnare nu, att de hör vad vi säger.

Tove Liedgren, aktiveringsledare i Vetlanda

Att hörseln försämras när man blir äldre är ingen nyhet och nedsatt hörsel kan påverka både livskvaliteten och hur man interagerar i sociala sammanhang.

Många som bor på äldreboende använder hörapparater och förbättrar då förmågan att delta i samtal och höra viktiga ljud i vardagen, samtidigt som de upplever en förbättring i sitt välbefinnande.

Hörapparater har dock begränsningar när det gäller att förstärka ljud på avstånd, vilket kan göra det svårt att höra tydligt i stora lokaler eller miljöer med mycket störande bakgrundsljud.

Att införa ett ljudutjämningsystem på ett äldreboende har många fördelar, särskilt när personalen behöver kommunicera med hela boendegruppen samtidigt. Här är några av de viktigaste fördelarna.

### Förbättrad hörbarhet för boende med hörselnedsättning

Ljudutjämningsystemet förstärker talarens röst, så att både de med och utan hörapparat hör tydligare, vilket löser hörapparaters begränsningar och underlättar för de som inte kan använda dem.

### Minskar avståndet

I ett stort rum kan boende längst bak ha svårt att höra personalen. Ett ljudutjämningsystem distribuerar ljudet jämnt,

vilket säkerställer att alla, oavsett var de sitter, kan höra utan att anstränga sig.

### Minska repetition och spara rösten

Med ljudsystemet behöver meddelanden inte upprepas, vilket sparar tid och minskar frustration för både personal och boende. Tydlig kommunikation från start säkerställer att alla boende får samma information samtidigt.

### Förbättrad atmosfär och engagemang


Ljudutjämningsystemet skapar en bekvämare atmosfär på äldreboendet. När boende hör och förstår bättre, deltar de mer i aktiviteter. Tydlig kommunikation förbättrar också social interaktion och ökar gemenskapen och välbefinnandet.

### Bättre kommunikation


Ljudutjämningsystemet förbättrar kommunikationen på äldreboendet, gör boende mer delaktiga och skapar en trivsamt miljö. Det gynnar även personalen genom att bevara deras rösthälsa och öka effektiviteten vid samlingar.

Se hur systemet fungerar





Endast personalens röst



● Personalens röst med Roger SoundField





Jag är väldigt nöjd med ljudsystemet och alla hör vid de olika aktiviteterna. Det är användarvänligt och ett extra stort plus är att vi kan koppla ljudet till TV.

Yvonne Wahlström, Tomasgården i Vetlanda

### Så här fungerar det

Vårt ljudutjämningsystem Roger Soundfield, fungerar genom att förstärka talarens röst så att den hörs tydligt i hela rummet.

Systemet inkluderar en mikrofon (Roger Touchscreen) och en högtalare (Roger DigiMaster) som är enkla att använda.

Personalen använder mikrofonen för att talet ska fångas upp och skickas ut ur högtalaren som distribuerar ut ljudet jämnt i lokalen. Detta säkerställer att alla, oavsett var de sitter, kan höra utan att anstränga sig. Roger Soundfield löser svårigheten med ljud på avstånd genom

att tydligt överföra ljudet direkt till högtalaren, vilket gör det enkelt att höra även på långt håll.

### Varför Roger SoundField?

Roger SoundField förstärker inte bara rösten, den fungerar även som en vanlig mediahögtalare och ansluts enkelt till dator och smartboard i rummet. Tack vare Bluetooth-anslutningen går det enkelt att koppla in multimediaenheter som används på äldreboende till högtalaren. En högtalare täcker en lokal på 100 m<sup>2</sup>. Anslut fler högtalare om du har en större lokal. Högtalarens volym anpassas automatiskt efter bullernivån i rummet.



# Prova Roger SoundField

Du kan testa Roger SoundField  
utan kostnad under 30 dagar.



Mikrofon



Scanna QR-koden eller  
besök [phonak.se](https://phonak.se)



Högtalare

# Life is on

Vår drivkraft har sedan 1947 varit att förbättra livskvaliteten för alla med nedsatt hörsel genom att öppna nya akustiska världar. Vi är övertygade om att god hörsel ger god livskvalitet och därmed är väsentlig för att leva livet fullt ut. Idag kan vi erbjuda ett brett utbud av innovativa hörsellösningar. Tillsammans fortsätter vi att fokusera på det som är viktigast – att förbättra taluppfattning, påverka människors liv och ha en positiv inverkan på samhället som helhet. life is on.

[www.phonak.se](http://www.phonak.se)