

# SlimTip/CROS Tip 4.0

## Steg 1 - Orderdetaljer

Beställare: \_\_\_\_\_

Email/telefon: \_\_\_\_\_

Patientnamn: \_\_\_\_\_

Kön /ålder:  M  K Ålder: \_\_\_\_\_

Erfarenhet:  Förstagångsanv.  Erfaren anv.

Leveransdatum: \_\_\_\_\_

Beställarreferens: \_\_\_\_\_

## Steg - Audiogram

Vänster: HL					
UCL					
	250	500	1000	2000	4000
Höger: HL					
UCL					
	250	500	1000	2000	4000

HL = hörtröskel UCL = obehagsnivå

## Steg 3 - SlimTip-modell



SlimTip Acryl (062-0006)  
 V  H

Skaltp: Urholkad  
 Standardfärg: Transparent (21)  
 Övriga färger: 19, 22, 26, 28, R, B



SlimTip Silicone (062-0007)  
 V  H

Skaltp: Solid  
 Standardfärg: Transparent (21)  
 Övriga färger: N, T



SlimTip Titanium AV (062-0049)  
 V  H

Skaltp: Urholkad  
 Färg: Titanium gray (UO)



CROS Tip (062-0016)  
 V  H

Skaltp: Urholkad, öppen tip  
 Standardfärg: Transparent (21)  
 Övriga färger: 19, 22, 26, 28, R, B

\*Längd OO endast till SlimTube

\*\*Inte möjligt till Titanium

## Steg 4 - Alternativ

Skalfärg	Standardfärg	<input checked="" type="checkbox"/> S
	Övriga färger	Kod: _____
Koppling	S Receiver	V <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/>
	M Receiver	V <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/>
	P Receiver	V <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/>
	SlimTube	V <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/>
Längd	Längd OO*/0/1/2/3	Vänster: _____ Höger: _____
	AOV (ange audiogram)**	<input checked="" type="checkbox"/> S
Vent.storlek	Eget val **	Vänster: _____ mm Höger: _____ mm
	Kavitet (Y)	<input checked="" type="checkbox"/> S
Vent.typ	Standard (P)	<input type="checkbox"/>
	Cerustop (CS)	<input checked="" type="checkbox"/> S
Vaxsystem	Förlängd ht-slang (ER)	<input type="checkbox"/>
	Förl. ht-sl. + Vaxspiral (WE)	<input type="checkbox"/>
	Vaxspiral (WS)	<input type="checkbox"/>
	Utan vaxsystem (X)	<input type="checkbox"/>
	Utdragstråd	Utdragstråd (standard)
	Utökad tråd + 5 mm (RFE)	<input type="checkbox"/>
Titaniumyta	Extra kvarhållning (ERS)	<input type="checkbox"/>

## Steg 5 - Önskemål

Om nödvändigt, får vi ändra följande:

SlimTip med SlimTube kommer att byggas som SlimTip Cut (STC4) pga örats anatomi.  Ja  Nej

Speciella instruktioner: \_\_\_\_\_  Kontakta mig

# SlimTip/CROS Tip 4.0 Order Form


## Ytterligare information

### Akustiskt optimerad vent (AOV)

Vi rekommenderar att man väljer AOV. Vi väljer rätt diameter och typ beroende på audiogram / skalstorlek och återkopplingshantering och behov av lågfrekvensförstärkning. Patientens audiogram krävs för beräkning av AOV.


### Venttyper

Det finns två typer av vent för SlimTips.



Standard:

- Klassisk vent.lösning
- Fast diameter (kan inte ökas)



Kavitet:


- Optimerad för bästa passform
- Enkel att utöka

### SlimTube Cut (STC4)

SlimTube Cut (STC4) = SlimTube med borttagen anslutning. För små öron med trånga hörselgångar finns SlimTube Cut. Vi använder detta alternativ, om utrymmet i örat inte är tillräckligt för vanlig SlimTube.

### Slanglängd

Mät slanglängden för rätt SlimTube. Mät båda öronen vid en binaural anpassning.



### Vaxsystem

Alla receivers levereras med CeruShield i receivern. Ett ytterligare vaxsystem kan byggas in i insatserna. OBS att ActiveVent använder HF3.

### SlimTip Titanium AV

Denna variant av SlimTip är gjord för ActiveVent™ (AV) och är bara kompatibel med MAV receiver (MAV = Medium ActiveVent). Ingen ytterligare vent krävs. Den är gjord i hållbart titan för bästa passform och komfort. Vår SlimTip Link AV connector gör det enkelt att ansluta MAV Receiver. ActiveVent är kompatibel med Paradise laddningsbara RIC- hörapparater.

### Extra kvarhållande yta (ERS)

Du kan välja en grövre yta till Titanium. Denna yta kan förbättra kvarhållningen i örat.

### Kompatibla hörapparater

SlimTip 4.0 är kompatibel med Marvel hörapparater eller nyare. De är inte bakåtkompatibla med Belong eller tidigare generationer.

### Färgkoder

Kod	Färg
19	White
21	Transparent
22	Cocoa
26	Pink
28	Brown
R/B	Red/Blue
UO	Titanium Gray
N	Transparent Brown
T	Rose Tint

### Önskemål

Låt oss veta om du har speciella önskemål.