




Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)

M Receiver


2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Output lydtryksniveau



Akustisk gain




Frekvensområde	<100 Hz – 7000 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	24 t			
Ækvivalent input støjniveau	19 dB SPL			

P Receiver


2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Output lydtryksniveau



Akustisk gain



Frekvensområde	<100 Hz – 6700 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	24 t			
Ækvivalent input støjniveau	19 dB SPL			

Generelle testoplysninger

- Der anvendes specifikke indstillinger for målinger. RTS tilpasning med indstilling af volumen
- Enheden arbejder i lineær tilstand
- Begrænset udvidelse er aktiv
- Medmindre andet er angivet, er alle data målt med 5 mm slange og måleindstillinger fra Phonak Target
- Latensen for det fastslåede lydsignal er 6,2 ms i henhold til en intern standard



Ændringer eller modifikationer til høreapparatet, der ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, er ikke tilladt. Sådanne ændringer kan beskadige høreapparatet, og øret kan tage skade.

* Den forventede driftstid af det genopladelige batteri afhænger af antallet af aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, hørehedsættelse, batteriets alder og lydmiljøet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)

SP Receiver


2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Output lydtryksniveau



Akustisk gain




Frekvensområde	<100 Hz – 7000 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	24 t			
Ækvivalent input støjniveau	19 dB SPL			

UP Receiver


2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0 : 2022

Output lydtryksniveau



Akustisk gain



Frekvensområde	<100 Hz – 5200 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	24 t			
Ækvivalent input støjniveau	19 dBSPL			

* Den forventede driftstid af det genopladelige batteri afhænger af antallet af aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, høreudsættelse, batteriets alder og lydmiljøet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com

A Sonova brand

