

Phonak Audéo™ L.

Produktinformation

Phonak Audéo L er den omfattende RIC portefølje til let til svær hørenedsættelse. Phonak Audéo L dækker over tre designs, fire ydelsesniveauer og fire forskellige receivere.

Phonak Audéo L høreapparater, der er bygget på Phonak Lumity platformens innovative teknologi, er den rigtige løsning til de klienter, der foretrækker et fleksibelt og diskret RIC hus.



Produktbeskrivelse



Audéo L-R
Audéo L-R Trial
L90/L70/L50/L30

Audéo L-RT
Audéo L-RT Trial
L90/L70/L50/L30

Audéo L-RL
Audéo L-RL Trial
L90/L70/L50/L30

Multi-funktionsknap		•	•	•
Telespole			•	
Bluetooth®		•	•	•
Hydrofobisk belægning		•	•	•
IP klassificering		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Mål	L x B x D	27,7 x 12 x 8,1 mm	30,3 x 12,6 x 8,1 mm	29,5 x 12,9 x 9 mm
	Vægt	2,2 g	2,6 g	2,8 g
Opladningstid ²	0% til 100%	3 t	3 t	3 t
	0% til 80%	1,5 t	1,5 t	2,0 t
	30 min. tilpasning	15 min.	15 min.	20 min.
S Receiver				
Maks. udgangseffekt (dB SPL)	2 cc kobler	111	111	111
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	47	47	47
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
M Receiver				
Maks. udgangseffekt (dB SPL)	2 cc kobler	114	114	114
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	51	51	51
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
P Receiver				
Maks. udgangseffekt (dB SPL)	2 cc kobler	122	122	122
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	59	59	59
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
UP Receiver				
Maks. udgangseffekt (dB SPL)	2 cc kobler	132	132	132
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	71	71	71
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100

Farver på hus



P1
Sand
Beige



H0
Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver
Gray



P7
Graphite
Gray



P8
Velvet
Black



Q2
Electric
Green



Q3
Caribbean
Pirate



T3
Precious
Pink

¹ IP68 betyder, at høreapparatet er vand- og støvforsvaret. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

² Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men den overskrider ikke 3 timer.

Ydelsesniveauer

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced	Standard	Essential
Komfort i ekko	•			
Tale i bil	•			
Tale i kraftig støj	•			
Musik	•	•		
Komfort i støj	•	•	•	
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Medie: tale ± mic	•	•	•	•
Medie: musik ± mic	•	•	•	•
Yderligere programmer				
Maks. yderligere programmer	4	4	4	4
Komfort i ekko	•			
Tale i kraftig støj	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Individuelt program	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect ± mic	•	•	•	•
PartnerMic ± mic	•	•	•	•
Telefonopkald + mic	•	•	•	•

Funktioner	Premium	Advanced	Standard	Essential
SmartSpeech Technology				
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Sæt streaming på pause/genoptag	•	•		
- Accepter/afslut telefonopkald	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Sundhedsfunktioner	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Klientbaseret indstilling	•	•	•	•
Tinnitus balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Finjustering af kanal	20	20	16	12


Tilpasning

	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial
Phonak Target	8.0 eller nyere	8.0 eller nyere	8.0 eller nyere
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•

Koblingsmulighed

	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver
Længde				
Fås i fire forskellige længder (0, 1, 2, 3), til venstre og højre øre	•	•	•	•
Lydkuppel				
Cap dome	•	•	•	
Åben lydkuppel Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
Vented dome Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
Power lydkuppel Fås i tre størrelser (S, M, L)	•	•	•	
SlimTip*				
Akryl	•	•	•	
Silikone	•	•	•	
cShell				
Akryl	•	•	•	•
Titanium	•	•	•	•
Tilpasningsområde				

*Fås med ekstra kanallængde



Phonak SmartSpeech™ Technology

SmartSpeech Technology viser, hvordan vi stræber efter at designe funktioner, der forbedrer taleforståelighed og reducerer lyttebesværet i forskellige lyttesituationer¹. Vores forskellige funktioner omfatter Speech Enhancer, Dynamic Noise Cancellation og Motion Sensor Hearing. Med Phonak Audéo™ Lumity introducerer vi to nye funktioner: StereoZoom 2.0 og SpeechSensor ud over de eksisterende fordele ved RogerDirect™ Technology.

Phonak Audéo L Trial

Phonak Audéo L Trial høreapparaterne kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau, så det passer til din anbefaling. Alle niveauer af teknologi i ét Phonak Audéo L Trial høreapparat giver mange muligheder for at levere en hørreløsning ved første aftale og sikrer, at din klient kan høre imens apparatet er til reparation.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Thibodeau L.M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404-411

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023) Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Phonak Audéo L opladere



Phonak Charger Ease

Phonak Charger Ease er en kompakt oplader med magneter i opladningshullerne, der gør det nemt at indsætte og udtage høreapparaterne. Den bruger en standard USB-C ladeport, som lyser, når strømmen er tilsluttet.

Kompatibel med: Audéo L-R, Audéo L-RT



Phonak Charger Case Go og Phonak Life Charger

Phonak Charger Case Go med induktiv opladning er eksklusivt designet til Audéo Life. Den er udstyret med et internt batteri og kan oplade høreapparaterne helt op til tre gange på en enkelt opladning. Phonak Life Charger er for dem, der ønsker en plug-ing version, som ikke har et internt batteri, men hurtigt oplader Audéo Life på 3 timer.

Kompatibel med : Audéo L-RL

Phonak Audéo L Bluetooth® versioner

Direkte opkald/lydstreaming

Trådløs Bluetooth 4.2 teknologi og de fleste ældre Bluetooth telefoner

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker på licens.

Trådløs kommunikationsportefølje

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30
Trådløst tilbehør			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger			
RogerDirect™	•	•	•
Apps			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Besøg www.phonak.com/audeo-lumity for yderligere oplysninger

Besøg www.phonak.com/roger for yderligere oplysninger om Roger mikrofoner

Besøg www.phonak.com/apps for yderligere oplysninger om myPhonak og myPhonak Junior

life is on

Siden 1947 har Phonak målrettet forsøgt at forbedre livskvaliteten ved at åbne op for nye akustiske verdener. Allerede dengang da vi blev grundlagt, blev vores virksomhed drevet ud fra en klar overbevisning: Vi tror på, at god hørelse er lig med velvære og dermed er essentielt for at kunne få det fulde udbytte af livet. Rent faktisk er høresansen direkte forbundet med socialt, emotionelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag og i fremtiden stræber vi efter at tilbyde det største udvalg af innovative høreøsninger. Og sammen med vores hørespecialister vil vi fortsat fokusere på det vigtigste: forbedre taleforståeligheden, ændre menneskers liv og have en positiv effekt på samfundet som helhed.

www.phonak.com



027-0667-08\14.01\2023-06\ko © 2022-2023 Sonova AG All rights reserved