

Phonak CROS L.

Produktinformation

Phonak CROS L giver en CROS og BICROS løsning til mennesker med en hørenedsættelse i det ene øre, som ikke kan afhjælpes. CROS L bæres på det øre, hvor hørelsen ikke kan forbedres, for at opfange lyde og overføre dem trådløst til et kompatibelt Phonak høreapparat, der bæres på øret med bedre hørelse. CROS L har intet akustisk output.

CROS L er kompatibel med Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR og Sky L-PR høreapparater, som er bygget på Phonak Lumity platformens innovative teknologi. Besøg www.phonak.com for yderligere oplysninger



Produktbeskrivelse



CROS L-R
CROS L-R Trial

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---|
| Batteri | | genopladelighed |
| Multi-funktionsknap | | • |
| CROS balance | | • |
| Hydrofobisk belægning | | • |
| IP klassificering | | IP68 ¹ |
| Mål | L x B x D | 27,7 x 12 x 8,1 mm |
| | Vægt | 2,2 g |
| Opladningstid ² | 0% - 100% | 3 t |
| | 0% - 80% | 1,5 t |
| | 30 min. tilpasning | 15 min. |
| Kompatibilitet med høreapparat | | Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR og Sky L-PR |

Farver på hus



P1
Sand
Beige



HO
Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver
Gray



P7
Graphite
Gray



P8
Velvet
Black



Q2
Electric
green



Q3
Caribbean
Pirate



T3
Precious
Pink

Ørepropper – valgmuligheder

| | |
|---------------------------------|--|
| Standardlydkuppel (CROS slange) | <ul style="list-style-type: none">• Standardlydkuppel tilgængelig i tre størrelser (S, M, L)• CROS slange er tilgængelig i venstre/højre og fire forskellige længder (0, 1, 2, 3) |
| SlimTip (CROS slange) | <ul style="list-style-type: none">• Individuel øreprop• CROS slange er tilgængelig i venstre/højre og fire forskellige længder (0, 1, 2, 3) |
| CROS Tip | <ul style="list-style-type: none">• Helt individuel øreprop til CROS, tilgængelig i fire forskellige kabellængder (0, 1, 2, 3) |

Phonak CROS L-R opladningstilbehør



CROS L-R kan oplades med en Phonak Charger Ease. Phonak Charger Ease er en kompakt oplader med magneter i ladehullerne, som gør det nemt at sætte CROS L-R i og tage det ud. Den bruger en standard USB-C ladeport, som lyser, når strømmen er tilsluttet.

¹ IP68 betyder, at CROS L-R apparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

² Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men den overskrider ikke 3 timer.

Tilpasning

CROS L-R CROS L-R Trial

| | |
|--|-----------------|
| Phonak Target | 9,0 eller nyere |
| Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2 | • |

Vigtigste funktioner

CROS L kan bruges sammen med et Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR eller Sky L-PR høreapparat med alle ydelsesniveauer. Derfor afhænger de funktioner, som en klient med et CROS L system kan bruge, hovedsageligt af ydelsesniveauet på det høreapparat, der bruges på øret med bedre hørelse. Se produktoplysningerne til Phonak Audéo L, Naída L eller Sky L for yderligere oplysninger.

Phonak SmartSpeech™ Technology

I et CROS L system har klienter adgang til relevante SmartSpeech Technology funktioner, herunder **StereoZoom 2.0**, takket være kombinationen med de kompatible Phonak Lumity apparater.

CROS balance

Lydstyrkeforholdet mellem CROS apparatet og høreapparatet kan justeres enten via Target tilpasningssoftwaren eller direkte med et kort tryk på multi-funktionsknappen på CROS apparatet.

myPhonak og myPhonak Junior

Klienter med et CROS L apparat og et kompatibelt høreapparat kan få hjælp i appen myPhonak eller myPhonak Junior.

CROS L ydeevne

Når CROS L kombineres med høreapparater med ydelsesniveauerne Premium og Advanced kan det tilbyde programmet Tale i kraftig støj med StereoZoom 2.0. Se nedenstående tabel for en komplet oversigt over mulige mikrofontilstande med CROS L, afhængigt af ydelsesniveauet i det kontralaterale høreapparat.

| Høreapparatets ydelsesniveau | Tilgængelige mikrofontilstande for CROS L | | |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|
| | StereoZoom 2.0 | Real Ear Sound | Omnidirektionel |
| Premium | • | • | • |
| Advanced | • | • | • |
| Standard | | • | • |
| Essential | | | • |

Besøg www.phonak.com/cros-l for yderligere oplysninger

Besøg www.phonak.com/audeolumity for yderligere oplysninger om Audéo L høreapparater

Besøg www.phonak.com/apps for yderligere oplysninger om eSolutions

life is on

Siden 1947 har Phonak målrettet forsøgt at forbedre livskvaliteten ved at åbne op for nye akustiske verdener. Allerede dengang da vi blev grundlagt, blev vores virksomhed drevet ud fra en klar overbevisning: Vi tror på, at god hørelse er lig med velvære og dermed er essentielt for at kunne få det fulde udbytte af livet. Rent faktisk er høresansen direkte forbundet med socialt, emotionelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag og i fremtiden stræber vi efter at tilbyde det største udvalg af innovative høreløsninger. Og sammen med vores hørespecialister vil vi fortsat fokusere på det vigtigste: forbedre taleforståeligheden, ændre menneskers liv og have en positiv effekt på samfundet som helhed.

www.phonak.com



027-0668-08/V2.01/2023-06/ko © 2023 Sonova AG All rights reserved