

# Phonak Audéo™ Fit ●

## Produktinformation

Vores seneste produkt i Lumity serien, Audéo Fit, er udstyret med en pulsmåler, som kan overvåge kroppens sundhedsdata, der kan ses via myPhonak app. Ved at overvåge og synkronisere sundhedsdata såsom forbrændte kalorier, puls og aktivitetsniveauer kan disse høreapparater fremme sunde vaner og give en bedre forståelse for velvære. De er velegnet ved mild til kraftig hørenedsættelse og de er udstyret med den innovative teknologi fra Phonak Lumity platformen. Phonak Audéo Fit høreapparater er løsningen til de klienter, der gerne vil holde øje med deres sundhedsdata.



# Produktbeskrivelse



Audéo L-R Fit  
Audéo L-R Fit Trial  
L90/L70

Multi-funktionsknap		•
Bluetooth®		•
Vandafvisende belægning		•
IP rating		IP68 <sup>1</sup>
Mål	L x B x D	30,4 x 12,6 x 8,1mm
	Vægt	0,25g
Opladningstider <sup>2</sup>	0% til 100%	3 t
	0% til 80%	1,5 t
	30 min. tilpasning	10 min.
<b>M Receiver</b>		
Maksimal udgangseffekt (dB SPL)		114
Maks. gain (dB)	cc kobler	51
Frekvensområde (Hz)	2 cc kobler	>100 - <8000
<b>P Receiver</b>		
Maksimal udgangseffekt (dB SPL)		122
Maks. gain (dB)	cc kobler	59
Frekvensområde (Hz)	2 cc kobler	>100 - <6300

## Husfarver



**P1**  
Sand Beige



**P4**  
Chestnut



**P6**  
Silver Gray

<sup>1</sup> IP68 indikerer, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

<sup>2</sup> Faktisk opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men vil ikke overstige 3 timer.

# Ydelsesniveauer

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced
Komfort i ekko	•	
Tale i bil	•	
Tale i kraftig støj	•	
Musik	•	•
Komfort i støj	•	•
Tale i støj	•	•
Rolig situation	•	•
Medie: tale + mic	•	•
Medie: musik + mic	•	•
Yderligere programmer		
Maks. yderligere programmer	4	4
Komfort i ekko	•	
Tale i kraftig støj	•	•
Tale i 360°	•	•
Tale i støj	•	•
Rolig situation	•	•
Komfort i støj	•	•
Musik	•	•
Akustisk telefon	•	•
Individuelt program	•	•
Streamingprogrammer		
RogerDirect + mic	•	•
PartnerMic + mic	•	•
Telefonopkald + mic	•	•

Funktioner	Premium	Advanced
SpeechSensor	•	
Speech Enhancer	•	
StereoZoom 2.0	•	•
Dynamic Noise Cancellation	•	•
Motion Sensor Hearing	•	•
RogerDirect™	•	•
Roger og direktionel streaming	•	•
EchoBlock	•	
Tap Control		
- Siri/Google Assistant	•	•
- Sæt streaming på pause/genoptag	•	•
- Accepter/afslut telefonopkald	•	•
SoundRelax	•	•
DuoPhone	•	•
Real Ear Sound	•	•
UltraZoom	•	•
Sundhedsfunktioner	•	•
WindBlock	•	•
Klientbaseret indstilling	•	•
Tinnitus balance	•	•
auto Acclimatization	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•
SoundRecover2	•	•
WhistleBlock	•	•
NoiseBlock	•	•
QuickSync	•	•
Finjusteringskanal	20	20

SmartSpeech™ Technology

\* tilgængelighed er landafhængig

## Sundhedsfunktioner

Fremskridt ved sundhedsfunktioner	Audéo L-R	Audéo L-R Fit
Brugstid	•	•
Lydmiljøer	•	•
Skridttæller	•	•
Distance (gang eller løb)	•	•
Daglige mål	•	•
Synk. med Apple Sundhed (nyhed)	•	•
Bevægelsespulser		•
Daglig pulsmåling (graf)		•
Hvilepulser		•
Forbrændte kalorier (nyhed)		•

# Tilpasning

## Audéo L-R Fit Audéo L-R Fit Trial

Phonak Target

9.0 eller nyere

Noahlink Wireless



## Akustisk koblingsmuligheder\*

### Længde

Fås i fire forskellige farver (0, 1, 2, 3), til venstre og højre øre

### M Sensor Receiver



### P Sensor Receiver



### Dome (lydkuppel)

Cap dome



Open Dome (åben lydkuppel) Fås i tre størrelser (S, M, L)



Vented Dome Clear (klar lydkuppel) Fås i tre størrelser (S, M, L)



### cShell


Akryl



### Tilpasningsområder


\* Kun den 8-benede Sensor Receiver og Sensor cShell fungerer sammen med Audeo Fit.

dB Hørenedsættelse (HL)



Mild til kraftig hørenedsættelse.

dB Hørenedsættelse (HL)



Mild til kraftig hørenedsættelse.

# Phonak Audéo Fit opladningsudstyr



## Phonak Charger Ease

Phonak Charger Ease er en kompakt oplader med magneter i opladningshullerne, der gør det nemt at indsætte og udtage Audéo L-R Fit. Den bruger en USB-C opladningsport, der lyser, når strømmen er tilsluttet.

## Phonak Audéo Fit Bluetooth® versioner

Direkte opkald/lydstreaming

Trådløs Bluetooth® 4.2 teknologi og de fleste ældre Bluetooth telefoner

Bluetooth® ordet og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

## Trådløs kommunikationsportefølje

Audéo L-R Fit  
Audéo L-R Fit Trial  
L90/L70

<b>Trådløst tilbehør</b>	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
<b>Roger</b>	
RogerDirect™	•
<b>Apps</b>	
myPhonak	•

Du kan finde yderligere oplysninger på [www.phonakpro.com/audeolumity](http://www.phonakpro.com/audeolumity)

Du kan finde oplysninger om Roger mikrofoner på [www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger)

Du kan finde yderligere oplysninger på [www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps)

# life is on

Siden 1947 har Phonak været dedikeret til at understøtte menneskers livskvalitet ved at åbne op for en verden af lyd. Allerede da vi blev grundlagt, blev vores virksomhed drevet med en klar overbevisning: Vi tror på, at god hørelse er lig med velvære og dermed er essentielt for at kunne nyde livet til fulde. Høresansen hænger nemlig direkte sammen med socialt, emotionelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag såvel som i fremtiden stræber vi efter at tilbyde det mest omfattende udvalg af innovative høreløsninger. Sammen med vores hørespecialister fortsætter vi med at fokusere på det vigtigste: at forbedre taleforståeligheden, give mennesker en bedre livskvalitet og have en positiv effekt på samfundet som helhed.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



7 16 1 3 3 8 9 16 8 2 1 6 8

027-0694-08/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved