

Phonak Bolero™ Marvel



Kærlighed ved første lyd

Du kan finde flere oplysninger på www.phonakpro.com

Med Phonak Bolero Marvel introducerer vi multifunktionelle høreapparater, der giver en ”kærlighed ved første lyd”-oplevelse

Kærlighed ved første lyd – hver eneste dag

Når vi siger "kærlighed ved første lyd", mener vi ikke blot den første gang, klienterne prøver Phonak Bolero Marvel-høreapparaterne – vi mener hver eneste gang, de bruger dem. Fra det øjeblik, du tilpasser brugerens Marvel-høreapparater, kan de forvente en **lydkvalitet i særklasse**.

Denne nye generation af Phonak-teknologi genkender og tilpasser automatisk lytteoplevelsen, så den passer til flere lyttesituationer end nogensinde før¹. Med AutoSense OS™ 3.0 og Binaural VoiceStream Teknologi™ i alle modeller får brugerne en endnu bedre taleforståelse i støj og reduceret lytteanstrengelse.

Vigtigste funktioner:


- Exceptionel lydkvalitet fra første tilpasning²
- Bedre taleforståelse i støj³
- Reduceret lyttebesvær i støj⁴
- Streaming af lyd i topkvalitet⁵

Styrken ved genopladelige batterier

Phonak har været banebrydende inden for genopladelige batterier i høreapparatsindustrien med indførelsen af genopladelige lithium-ion-batterier. Marvel-høreapparater fås også med denne teknologi, hvilket gør dem hurtige at oplade og langtidsholdbare. De tænder automatisk, når de fjernes fra opladeren, og slukker igen, når de placeres i opladningsetuiet. Brugerne får ubegrænset hørelse og streaming hele dagen.


Vigtigste funktioner:

- Brugervenlighed – ikke mere besvær med engangsbatterier
- En fuld dags hørelse inklusiv streaming
- Super hurtig opladning
- Batteri, der kan holde i 6 år



Mageløse Marvel

Phonak Bolero Marvel kan **oprette direkte forbindelse til enten iOS®- eller Android™-smartphones eller andre telefoner med Bluetooth®**, hvilket giver mulighed for at streame al lyd til begge ører. Nu kan klienterne få gavn af ægte håndfri telefonopkald ved hjælp af de indbyggede mikrofoner. Derudover kan telefonens lydmeddelelser indstilles til at blive afspillet i Marvel-høreapparaterne. Marvel gør det også muligt at streame musik, videoer, e-bøger, podcasts m.m. i stereo.



Phonak Bolero Marvel indeholder desuden den patenterede AirStream™ Teknologi, **der leverer lyd i høj kvalitet fra et hvilket som helst TV og stereoanlæg.**⁵ Med den brugervenlige plug and play-løsning Phonak TV Connector kan klienterne se TV-programmer og film. Den fungerer ligesom trådløse hovedtelefoner – eller måske endda endnu bedre, fordi Marvel-høreapparaterne kan skelne mellem streamede tale- og musiksignaler og automatisk justere lydkvaliteten derefter.

Vigtigste funktioner:

- Tilslutning til smartphones – iOS og Android
- Tilslutning til en lang række elektroniske hverdagsprodukter
- Høreapparaterne fungerer som trådløse hovedtelefoner med stereolyd
- Ekstra lang streamingtid takket være AirStreamTeknologi

Roger™-teknologien tilbyder en fremragende hørepræstation i støj og på afstand.⁶ Phonak Bolero Marvel er udstyret med RogerDirect™, der gør det muligt at streame direkte fra Roger-enheder til Marvel-høreapparater uden ekstern modtager.

Vigtigste funktioner:

- Marvel og Roger – den optimale løsning til udfordrende lyttesituationer
- Udviklet til at forbedre taleforståelsen i støj og på afstand
- Diskrete og attraktive løsninger

Apps-olut mageløs!

Phonaks nye digitale serviceplatform er udviklet til at forbedre klienternes personlige lyttebehov. Via myPhonak-appen kan dine klienter vælge at dele oplysninger med dig, du kan tilpasse deres lytteoplevelse i realtid, og med den avancerede fjernbetjeningsfunktion kan dine klienter selv justere deres høreapparater til lige netop deres behov.

Vigtigste funktioner:

- Justering og tilpasning af lyd i realtid
- Videofjernsupport i realtid

Produktbeskrivelse




Bolero M-M
Bolero M-M Trial
M90/M70/M50/M30




Bolero M-PR
Bolero M-PR Trial
M90/M70/M50/M30

Batteristørrelse		312			
Multifunktionsknap		•		•	
Telespole		•		•	
Bluetooth®		•		•	
Nano-coating		•		•	
IP-klassificering		IP68 ⁷		IP68 ⁷	
Mål	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3 (1,23 x 0,56 x 0,29")		36,7 x 16,4 x 8,5 (1,44 x 0,65 x 0,33")	
	Vægt	2,18 g		3,71 g	
Opladningstider ⁸	0-100 %			3 t	
	0-80 %			1,5 t	
	30 min. til tilpasning			10 min.	
		Tynd slange 4.0	HE11 680	Tynd slange 4.0	HE11 680
Maks. udgangseffekt (dB SPL)	2 cc-kobler	122	128	127	130
Maks. gain (dB)	2 cc-kobler	58	63	60	66
Frekvensområde (Hz)		<100 - >6500	<100 - >8000	<100 - >7000	<100 - >6800
Strømforbrug (mA)		1,5	1,6		

Tilpasningsområde



Mild til moderat/kraftig hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer



Mild til kraftig hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

Husfarver



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



T7
Alpine White



HO
Beige

7 IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.
8 Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men den overskrider ikke 3 timer.

Ydelsesniveauer

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense OS™ 3.0				
Rolig situation	•	•	•	•
Tale i støj	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	
Musik	•	•		
Tale i kraftig støj ³	•			
Tale i bil	•			
Komfort i ekko	•			
Medietale + mikrofon	•	•	•	•
Mediemusik + mikrofon	•	•	•	•
Yderligere programmer				
Maks. yderligere programmer	3	3	3	3
Komfort i ekko	•			
Tale i kraftig støj	•	•		
Tale i 360°	•	•		
Tale i støj	•	•	•	•
Rolig situation	•	•	•	•
Komfort i støj	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•
Telefonopkald + mikrofon	•	•	•	•

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
Funktioner				
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Klientbaseret finindstilling	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Finjustering af kanaler	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Akustisk optimeret ventilation	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•
Niveau for omgivende lyde	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Roger og retningsindstilling	•	•	•	

Tilpasning

	Bolero M-M Bolero M-M Trial M90/M70/M50/M30	Bolero M-PR Bolero M-PR Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.1 eller nyere	6.1 eller nyere
Noahlink Wireless	•	•

1 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new and enhanced automatic operating system. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 17. oktober 2018.

2 Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 17. oktober 2018.

3 Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, hentet fra <http://www.phonakpro.com/evidence>, åbnet den 26. februar 2019.

4 Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 17. oktober 2018.

5 Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 17. oktober 2018.

6 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

Koblingsmulighed

Lydudgang

Hook	Dæmpet (HE11 680), transparent
Tynd slange 4.0	Fås til venstre/højre side og i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)

Øredel til tynd slange

Lydkuppel	Cap dome	
	Åben kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
	Ventileret kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
	Power kuppel	fås i tre størrelser (S, M, L)
SlimTip	Akryl	
	Silikone	
	Titanium	

Øredel til hook

Øreprop
Universal øretip

Phonak Bolero M Trial™

De nye Phonak Bolero M Trial-høreapparater kan hurtigt indstilles til det ønskede ydelsesniveau for at passe til din anbefaling. De giver dig mulighed for at give din klient den optimale høreøsning allerede ved første aftale eller at tilbyde et låneapparat, når klientens høreapparat er til reparation.

Phonak Charger BTE RIC

Til opladning af Bolero Marvel og Audéo Marvel genopladelige høreapparater. Opladeren byder på opbevaringsplads til to store ørepropper, ladepladser til opladning af to høreapparater samtidigt, et USB-C-strømskik samt et indikatorlys.



Phonak Bolero Marvel Bluetooth®-versioner

Direkte opkald/audiostreaming

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste ældre Bluetooth-telefoner

Bluetooth®-ordet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Trådløs kommunikationsportefølje

	Bolero M-M Bolero M-M Trial M90/M70/M50/M30	Bolero M-PR Bolero M-PR Trial M90/M70/M50/M30
Trådløst tilbehør		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic™	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger™		
Roger™-mikrofoner	•	•
App		
myPhonak	•	•
Phonak Guide	•	•

Du kan finde flere oplysninger om Bolero Marvel ved at besøge www.phonakpro.com/boleromarvel

Du kan finde oplysninger om Roger-mikrofoner på www.phonakpro.com/roger

Du kan finde flere oplysninger om Phonak-apps på www.phonakpro.com/smartapps

Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreøsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonakpro.dk