



Fyldig, kraftig lyd

Høreapparater med god hørepræstation

En af de største bekymringer, som forældre har, er "om disse høreapparater virkelig kan hjælpe mit barn med at høre bedre?". Sky Link M leveres med AutoSense Sky OS. AutoSense Sky OS er et operativsystem, der er designet til at identificere de krævende lyttesituationer, som børn oplever hver eneste dag. Nøjagtig klassificering af både tale og støj betyder, at Sky Marvel er udviklet til at yde den helt rigtige kombination af adaptiv støjstyring til højere komfort og mindre lyttetræthed.² AutoSense Sky OS 3.0 kan nu også klassificere streamede signaler og derved identificere, om barnet hører tale eller musik.

SoundRecover2 i Sky Link M-høreapparaterne bidrager ligeledes til den fyldige, kraftige lyd. Med SoundRecover2 får børn adgang til flere af de lyde^{3,4}, som er vigtige for deres tale- og sprogudvikling. Systemet gør det lettere at høre højfrekvente lyde vha. en adaptiv frekvenssænkende algoritme, som kun anvendes, når hørenedsættelsen kræver det. Lydkvaliteten i mellem- og lavfrekvensområdet bevares, samtidig med at lydene i højfrekvensområdet bliver hørbare. Muligheden for at høre hele spektret af lyde er afgørende for at sikre, at barnet opnår optimalt udbytte af hver eneste interaktion.

Tilkoblingsmuligheder til smartphones, Roger™-mikrofoner og meget mere

Direkte streaming fra både iOS® og Android™**

Tilkoblingsmulighederne er en central del af vores liv, og fra en helt ung alder. Som det eneste høreapparat til børn kan Sky Link M sluttes direkte til næsten alle smartphones og Bluetooth®-aktiverede lydenheder. Unge lyttere får således adgang til at nyde deres foretrukne TV-shows, apps og spil og kan deltage i samtaler med f.eks. deres bedsteforældre.

Med RogerDirect™ kan Roger-mikrofoner streames direkte til høreapparater uden en ekstern modtager**.

Takket være det store udvalg af tilkoblingsmuligheder kan børnene nyde samtale, musik og multimedieindhold streamet til begge ører i stereokvalitet.

Forældrene kan glæde sig over, at deres barn har samme adgang til streaming som deres jævnaldrende venner med normal hørelse.

Life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt giver høj livsværdi, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreløsninger er designet til folk i alle aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at alle kan knytte sociale bånd, trives mentalt og udvikles følelsesmæssigt.

www.phonakpro.dk

Phonak Sky™ Link M



Del alle vigtige øjeblikke

Du kan finde flere oplysninger på www.phonakpro.dk

Sky Link M – Del alle vigtige øjeblikke

Sky Link Marvel er en komplet og unik høreøsning, der er designet specielt til unge patienter. Denne løsning kombinerer hørepræstation, skræddersyede funktioner til børn og tilkoblingsmuligheder til Roger- og Bluetooth®-kompatible enheder. Den er udviklet til at understøtte de sociale, følelsesmæssige og kognitive færdigheder hos børn med hørenedsættelse fra det tidspunkt, de begynder deres hørerejse.

Sky Link M kan tilpasses både bilateralt og bimodalt. Ved bimodaltilpasning med en Advanced Bionics Sky CI™ M opstår en unik høreøsning, der er designet specielt til børn. Løsningens unikke karakter omfatter også selve tilpasningen. Begge enheder kan programmeres simultant med Advanced Bionics Target CI-tilpasningssoftware, og Sky Link M kan også programmeres med en bimodal konfiguration ved hjælp af Phonak Target-tilpasningssoftware.

Høreapparatet og lydprocessoren arbejder integreret og med trådløs tilslutning, og de supplerer hinanden indbyrdes i alle situationer, barnet måtte komme ud for.

Tilpasning af Sky Link M, inden der indopereres et cochlear implantat, hjælper børnene til en gnidningsløs overgang til at bruge cochlear implantatet, så de oplever en kontinuerlig og velkendt lyd, mens de fortsætter udviklingen i den nye bimodale eller bilaterale verden.

Et fundament for sprog og taleudvikling

Vigtigheden af at kunne knytte tidlige bånd til forældre

Interaktion er afgørende vigtig for, at børn lærer at opbygge relationer. Samtaler og turtagning mellem barn og forældre stimulerer de neurale forbindelser, udvikler hjernen og understøtter udviklingen af kommunikationsmæssige og sociale færdigheder.¹

Uanset om Sky Link M anvendes som bilateral tilpasning forud for et implantat eller som bimodal løsning, så understøtter det disse interaktioner. Den tydelige, fyldige lyd fra Sky Link M bidrager til at lægge et vigtigt fundament for dine små patienters tale og sprogudvikling.

Sky Link M følger desuden barnet på hele hørereisen takket være den unikke bimodalløsning med en Sky CI M-lydprocessor. Når lytmiljøet ændrer sig, skifter begge enheder automatisk til mere velegnede høreprogrammer. De tilkoblingsmuligheder, der er tilgængelige for Sky Link M, arbejder desuden problemfrit sammen med lydprocessoren. Sammen gør det det muligt at få maksimalt udbytte af enhver interaktion.



² Fellner, M., Rich, S., & Jones, C. (2016). Automatic and directional for kids - Scientific background and implementation of pediatric optimized automatic functions. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 1. november 2020.

³ Wolfe, J. (2016). SoundRecover2 for Pediatrics: Audibility where it matters most. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 1. november 2020.

⁴ Rehmann, J., Jha, S., & Allegro Baumann, S. (2016). SoundRecover2 - the adaptive frequency compression algorithm. More audibility of high frequency sounds. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 1. februar 2020.

¹ OSF er et varemærke tilhørende Cisco Technology, Inc. / Android™ er et varemærke tilhørende Google, LLC.

** RogerDirect™ forudsætter installation af Roger-modtagere i Phonak-høreapparater.

Design, der er specialudviklet til børn

Lad børn være børn

Sky Link M er verdens første bimodale løsning, der er specifikt målrettet til børn. Uanset om Sky Link M tilpasses bilateralt eller bimodalt, så får dine yngste patienter enheder, der giver dem mulighed for at holde sig aktive, samtidig med at forældrene får ro i sindet, da enhederne kan tåle at blive brugt – også hvis det skulle blive lidt vådt.⁵ Sky Link M byder desuden på en række funktioner, som er udviklet specielt til mindre børn:

Sky Link M er verdens første bimodale løsning, der er specifikt målrettet til børn.

Industristandard for robusthed – Sky Link M er vand- og støvafvisende (IP68)*. Børnene kan fornøje sig med at løbe gennem havevanderen, lege med vandpistoler eller bare danse gennem regnen.

Sky Link M er vand- og støvafvisende (IP68)*.

Børnesikret hook og batteriskuffe – disse funktioner hjælper med at forebygge utilsigtet fjernelse af hook og batteri, så de ikke finder fejl til de unge lytters fingre og munde.

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Indikatorlys – Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret og tydeligt angiver høreapparatets status.

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Glade farver – børnenes verden er fuld af farver, og derfor fås Sky Link M i 3 specialfarver til børn samt i 3 standardfarver, og i alt 7 forskellige hook-farver giver de unge lyttere mulighed for at udtrykke deres egen personlighed.

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Med Sky Link M kan børnene nyde de simple glæder, der kendetegner barndommen.








Farver på hus og hook

Hus

					
P1 Sand Beige	P4 Chestnut	P8 Velvet Black	Q3 Caribbean Pirate	T3 Precious Pink	M7 Blue Ocean

Sky Link M er vand- og støvafvisende (IP68)*.

Hook

						
R1 Green	R2 Yellow	R3 Pink	Q6 Blue	I3 Transparent	Q7 Purple	R4 Orange

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Produktegenskaber

AutoSense Sky OS 3.0		Funktioner	
Rolig situation	•	UltraZoom	•
Tale i støj	•	SNR-Boost	•
Komfort i støj	•	DuoPhone	•
Musik	•	SoundRecover2	•
Tale i kraftig støj	•	Klientbaseret finindstilling	•
Tale i bil	•	Real Ear Sound	•
Komfort i ekko	•	Finjustering af kanaler	20
Medietale + mikrofon	•	WhistleBlock	•
Mediemusik + mikrofon	•	NoiseBlock	•
Yderligere programmer		WindBlock	•
Maks. yderligere programmer	4	EchoBlock	•
Komfort i ekko	•	SoundRelax	•
Tale i kraftig støj	•	QuickSync	•
Tale i 360°	•	Akustisk optimeret ventilation	•
Tale i støj	•	auto Acclimatization	•
Rolig situation	•	Niveau for omgivende lyde	•
Komfort i støj	•	RogerDirect™	•
Lydprocessor bag øret*	•	Roger og retningsindstilling	•
Musik	•		
Akustisk telefon	•		
Tilpasset program	•		
Streamingprogrammer			
RogerDirect + mikrofon	•		
PartnerMic + mikrofon	•		
Telefonopkald + mikrofon	•		


Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Tilpasning

Phonak Target	7.0 og nyere
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO og HI-PRO 2	•
Advanced Bionics Target CI	•

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Produktbeskrivelse

	
Sky Link M	
Batteri	13
Multifunktionsknap	•
Telespole	•
Bluetooth®	•
Nano-coating	•
IP-klassificering	IP68
Mål (L x B x D)	mm 40 x 16,9 x 8,5
	tommer 1,57 x 0,67 x 0,33
Vægt	g/oz 4,4/0,155
Maks. power output (2 cc-kobler)	HE11 HE11 680
	dB SPL 139 133
	dB 81 75
Frekvensområde	Hz <100 – >5000 <100 – >5000
Strømförbrug	mA 2,1 2,0
Tilpasningsområde	
	dB Hørenedsættelse (HL)
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	125 250 500 1k 2k 4k 8k
■ HE11 680	
	Moderat til svær hørenedsættelse, alle audiometriske konfigurationer

Koblingsmulighed

Lyddudgang	Standard hook	Dæmpet (HE 11 680) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver (se side 4)
		Ikke dæmpet (HE 11) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver
	Børnesikret hook	Mini dæmpet (HE 11 680) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver (se side 4)
		Mini ikke dæmpet (HE 11) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver
	Tynd slange 4.0	Fås til venstre/højre side og i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)
Ørestykke til SlimTube	Lydkuppel	Power-lydkuppel og alle andre lyd kupler SDS 4.0 fås i tre størrelser (S, M, L)
	SlimTip™	Akryl
		Silkone
		Titanium
Ørestykke til hook	Øreprop	
	Universal øretip	

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Trådløs kommunikationsportefølje

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

		Sky Link M
Trådløst tilbehør	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic™	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger™	Roger-mikrofoner	•

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Bluetooth®-versioner

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Direkte opkald/audiostreaming
Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste ældre Bluetooth-telefoner

Sky Link M har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret.

Phonak Trial™

Ved behov for prøvehøreapparater anbefales en Phonak Sky M-SP Trial-enhed. Prøvehøreapparatet er ikke kompatibelt med AB-lydprocessoren.

^[1] IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC 60529

^[2] Appleton, J. (2018). Not letting a little water get in the way of a child's life. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 1. november 2020.

^[3] Kun ved bimodal tilpasning.

^[4] Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.