

Phonak Sky™ Link M.

Produktinformation



Produktbeskrivelse




Sky Link M

Batteristørrelse	13
Multi-funktionsknap	•
Telespole	•
Bluetooth® 4.2 trådløs teknologi	•
Vandafvisende belægning	•
IP klassificering	IP68 ¹
Mål	L x B x D
	40,0 x 16,9 x 8.5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")
	Vægt
	4,40 g / 0,155 oz

		HE11	HE11 680
Maks. power output (dB SPL)	2 cc kobler	139	133
Maks. gain (dB)	2 cc kobler	81	75
Frekvensområde (Hz)		<100 - >5000	<100 - >5000
Strømforbrug (mA)		2,1	2,0

Tilpasningsområde



Mild til kraftig hørenedsættelse,
alle audiometriske konfigurationer

■ HE11 680

Farver på hus og hook

Hus



P1

Sand Beige



P4

Chestnut



P8

Velvet Black



Q3

Caribbean
Pirate



T3

Precious Pink



M7

Ocean Blue

Hook



R1

Green



R2

Yellow



R3

Pink



R4

Orange



Q6

Blue



13

Transparent



Q7

Purple

¹ IP68 betyder, at høreapparatet er vand- og støvafvisende. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i en meter ferskvand i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker på licens.

Ydelsesniveauer

AutoSense Sky OS 3.0

Rolig situation	•
Tale i støj	•
Komfort i støj	•
Musik	•
Tale i kraftig støj	•
Tale i bil	•
Komfort i ekko	•
Medie: tale + mic	•
Medie: musik + mic	•

Yderligere programmer

Maks. yderligere programmer	4
Komfort i ekko	•
Tale i kraftig støj	•
Tale i 360°	•
Tale i støj	•
Rolig situation	•
Komfort i støj	•
Mulighed for at bruge af-øret*	•
Musik	•
Akustisk telefon	•
Individuelt program	•

Streamingprogrammer

RogerDirect + mic	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•
Telefonopkald + mikrofon	•

* Kun ved bimodal tilpasning

Funktioner

UltraZoom	•
SNR-Boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Klientbaseret indstilling	•
Real Ear Sound	•
Finjustering af kanaler	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Akustisk Optimeret Ventilation	•
auto Acclimatization	•
Niveau for omgivende lyde	•
RogerDirect™	•
Roger og retningsindstilling	•

Tilpasning

Phonak Target	7.0 eller nyere
Advanced Bionics Target CI	•
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•
NOAHLink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Koblingsmulighed

Lydudgang	Standard hook	Dæmpet (HE 11 680) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver (se side 2)
		Ikke dæmpet (HE 11) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver
	Børnesikret hook	Mini dæmpet (HE 11 680) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver (se side 2)
		Mini ikke dæmpet (HE 11) transparent og 6 yderligere børnevenlige farver
	SlimTube 4.0	Fås til venstre/højre side og i fem forskellige længder (00, 0, 1, 2, 3)
Øreprop for SlimTube	SDS 4.0	Power lydakupel og alle andre SDS 4.0 lydkupler tilgængelig i tre størrelser (S, M, L)
	SlimTip	Akryl
		Silikone
Øreprop til hook	Øreprop	
	Universal øreprop	

Phonak Trial™

Ved behov for prøvehøreapparater anbefales en Phonak Sky M-SP Trial enhed. Trial høreapparatet er ikke kompatibelt med AB lydprocessoren.

Kompatibilitet

Sky Link M kan bruges:

- som monaural tilpasning
- som binaural tilpasning med to Sky Link M høreapparater
- som bimodal tilpasning med en Advanced Bionics Sky CI M90 lydprocessor

Trådløs kommunikationsportefølje

	Sky Link-M
Trådløst tilbehør	TV Connector
	Phonak PartnerMic
	Phonak RemoteControl
Roger	Roger mikrofoner
Apps	myPhonak Junior
	AB Remote

myPhonak Junior er kun kompatibel med Sky Link M ved anvendelse med en monaural konfiguration eller parret til et andet Sky Link M.

life is on

Siden 1947 har Phonak målrettet forsøgt at forbedre livskvaliteten ved at åbne op for nye akustiske verdener. Allerede dengang da vi blev grundlagt, blev vores virksomhed drevet ud fra en klar overbevisning: Vi tror på, at god hørelse er lig med velvære og dermed er essentielt for at kunne få det fulde udbytte af livet. Rent faktisk er høresansen direkte forbundet med socialt, emotionelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag og i fremtiden stræber vi efter at tilbyde det største udvalg af innovative høreløsninger. Og sammen med vores hørespecialister vil vi fortsat fokusere på det vigtigste: forbedre taleforståeligheden, ændre menneskers liv og have en positiv effekt på samfundet som helhed.

phonak.com



027-0606-08/V3.00/2024-08/NLG © 2020-2024 Sonova AG All rights reserved 7 61 3 389 14 62 6 61