

Genoplev verdens  
vidunderlige lyde



**Phonak Audéo™ Paradise**

Der er ikke noget  
som lyden af Paradis

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

# Verdens vidunderlige lyde

## Phonak Audéo Paradise er et ægte lydvidunder.

Vi lod os inspirere af naturen under udviklingen af vores nyeste høreløsning. Naturen er kilde til mange af de lyde, der formår at berolige os og få os til at slappe af. Vi anser det at kunne høre som noget helt naturligt. Hørelsen er en så central del af vores tilværelse og altafgørende for vores generelle velvære. Der er derfor ingen bedre måde at genopdage lydens univers på end med et høreapparat, der er inspireret af naturen. Der er **ikke noget som lyden af Paradis.**



# En uovertruffen lytteoplevelse

Phonak Audéo Paradise er et resultat af mange års teknologisk ekspertise, innovation og nytænkning.

Det er et resultat af vores drive og mål om at udvikle et høreapparat, som vi mener er den bedste løsning til høreapparatbrugere.

For at kunne opnå dette tog vi udgangspunkt i vores bedst sælgende høreapparat og gjorde **Phonak Paradise endnu bedre.**

Paradise er spækket med helt ny hardware og tager hørepræstationen til helt nye højder takket være en række nye funktioner. Og resultatet?

**Et høreapparat, der leverer en uovertruffen lytteoplevelse:**

- Sprød naturlig lyd
- Enestående taleforståelse
- Klienttilpasset støjreduktion
  
- Tag kontrollen med Smart apps
- Forbinder til smartphones, TV og mere
- Universelle høreapparater
- Ny Tap Control til nem adgang til Bluetooth funktionaliteter



Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.

## Sprød naturlig lyd

Vores evne til at høre alle lydnuancer spiller en vigtig rolle for vores livskvalitet. Hvis vi har en god hørelse, giver det et større engagement og stærkere forbindelser, hvilket i sidste ende er med til at øge velværet.

Hørelsen er en meget kompleks proces – et ægte vidunder. Det starter ved cochlea/sneglen, hvor lyden første gang registreres, og slutter i hjernen, hvor vi oplever lyden.

Vi har fundet inspiration i naturen, da vi skulle udvikle Audéo Paradise. Vores mål var klart og tydeligt – vi ønskede at skabe et høreapparat, der leverer sprød naturlig lyd, så du som bruger kan nyde livets lyde.



## Enestående taleforståelse

Det er en stor udfordring for høreapparatbrugere at høre, hvad personer der taler sagte eller på afstand i støjfyldte omgivelser, siger. Phonak Audéo Paradise løser denne udfordring ved at forstærke sagte tale med en innovativ funktion ved navn Speech Enhancer. Så kan du igen nyde at tale med venner, kolleger eller familie.



## Klienttilpasset støjreduktion

Hvor meget kræver det af dig at følge med i en samtale, når taleren står foran dig, og der er støj fra siden og bagfra? Dette kan ofte variere alt efter lokale, og hvordan du har det i det pågældende øjeblik. myPhonak 4.0-appen giver dig mulighed for at få det maksimale ud af dine Paradise-høreapparater. Den indeholder forskellige betjenings-selementer og funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse høreapparatets indstillinger i realtid. Er der for meget larm på restauranten? Intet problem! Du skal blot forstærke støjreduktionen.




# Tag kontrollen med Smart apps

Det er ikke bare endnu en app i rækken, men derimod en smart måde at styre dine Phonak Paradise-høreapparater, få adgang til nyttige funktioner og tilpasse dine indstillinger på. Download **myPhonak-appen** (Google Play eller App Store) for at få det maksimale ud af dine høreapparater. Her er en oversigt over alle fordelene...

**Remote Control** giver dig mulighed for at justere og styre dine høreapparater i realtid. Kunne du ikke også godt tænke dig at kunne justere niveauet af Dynamisk støjreduktion, så det bliver nemmere at have en samtale med en ven på en støjfyldt restaurant? Du kan også konfigurere Trykkontrol efter dine ønsker.

**Fjernsupport\*** giver din hørespecialist mulighed for at tilpasse og justere dine høreapparater i realtid. Dette er nyttigt i situationer, hvor en fysisk konsultation ikke er mulig, eller du gerne vil have hørespecialisten til at optimere dine høreapparater i hverdagsituationer og ikke blot på klinikken.

\* Fås kun på udvalgte markeder.  
Besøg [www.phonak.com/myphonak-app](http://www.phonak.com/myphonak-app) for at få mere at vide.



# Forbinder til smartphones, TV og mere

## Universelle høreapparater

Phonak Paradise kan sluttes direkte til dine iOS®, Android™- eller andre Bluetooth-aktiverede enheder, så du kan streame lyd direkte til dine høreapparater.

## Flere Bluetooth-tilslutninger

Du kan desuden nyde fordelene ved endnu flere tilkoblingsmuligheder, da de giver dig mulighed for at være parret med og tilsluttet to Bluetooth-aktiverede enheder og skifte mellem de to uden problemer. Denne ekstra mulighed øger brugervenligheden, særligt i vores moderne verden, hvor alt kører online.

**Paradise har også AirStream™-teknologi**, som understøtter tilbehør som Phonak TV Connector, så der kan streames direkte fra alle TV'er eller underholdningssystemet. Og da Paradise kan skelne mellem streamet tale og musik, kan du få knivskarp lyd i alle situationer.



## Ny Tap Control til nem adgang til Bluetooth-funktioner

Forestil dig en verden, hvor du blot skal trykke på øret for at besvare/afslutte telefonopkald, styre streamingen af musik eller styre taleassistenten. En bevægelsessensor i høreapparatet gør det muligt at besvare et telefonopkald, aktivere din taleassistent og sætte musikstreamingen på pause eller fortsætte afspilningen.

Funktionen Tap Control understøttes på perfekt vis af den indbyggede mikrofon, så du kan nyde ægte håndfri telefonopkald og aktivering af taleassistenten.





# Et lille stykke af Paradis til dig

Når du tænker paradys, tænker du sikkert på flotte og naturlige farver. Find en Paradise-model, der passer til din stil, dit humør eller din personlighed, og vælg mellem syv forskellige farver (vi tilbyder også en genopladelig model).

## Husfarver



**P1**

Sand Beige



**H0**

Beige



**P4**

Chestnut



**P5**

Champagne



**P6**

Silver Gray



**P7**

Graphite Gray



**P8**

Velvet Black

De genopladelige Paradise-høreapparater er hurtige at oplade og har lang batteritid. De er dermed det oplagte valg, hvis du hele tiden er på farten. Sørg for at holde dem opladet – så slipper du én gang for alle for bøvlet med at skifte batteri.

## Phonak Mini Charger Case

Phonak Mini Charger Case med gængs USB-C-opladningsstik er en kompakt oplader til to høreapparater.



## Phonak Charger Case Combi

Med Phonak Charger Case Combi får du oplader og beskyttende etui i ét.



## Phonak Power Pack

Hvis du ønsker at oplade genopladelige høreapparater, når du er på farten, kan Phonak Power Pack nemt fastgøres nederst på Phonak Charger Case Combi.



# Tag det første skridt mod at øge dit generelle velbefindende med Phonak Paradise

Når vores hørelse er god, er vi godt rustet til at føre det liv, vi gerne vil. En voksende mængde dokumentation påpeger, at det at behandle din hørenedsættelse kan påvirke dit socialt-emotionelle, kognitive og fysiske velvære positivt.<sup>1</sup>



## **Socialt-emotionelt velvære**

God hørelse giver os mulighed for at være socialt aktive, at knytte sociale bånd til andre, og kommunikere effektivt – uden begrænsninger.



## **Kognitivt velvære**

Hjernen spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om det at lytte samt om taleforståelighed – det er vigtigt, at den løbende stimuleres. Og det er her, at høreapparater kommer ind i billedet.



## **Fysisk velvære**

God hørelse skaber større opmærksomhed på omgivelserne, hvilket igen bringer en følelse af tryghed og selvtillid med sig.

## Der er ikke noget som lyden af Paradis

<sup>1</sup> Vercaemmen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., Et Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.

# life is on

Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt også betyder et godt velvære, og at det er essentielt for at kunne leve livet uden begrænsninger. I mere end 70 år har vi været passionerede omkring at skabe en verden, hvor "life is on" for alle. Vores innovative høre-løsninger er designet til folk i alle aldersgrupper og alle niveauer af høretab, således at alle kan interagere socialt og trives mentalt og følelsesmæssigt.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



028-2174-08|V1.00/2020-08|NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved.

