

Phonak ChargerGo RIC 1

Technische Daten

Maße (L x B x H)	79 x 40 x 55 mm +/- 5%
Gewicht	68 g +/- 10%
Farbe	Champagner
Betriebsbedingungen	+5° bis +40° Celsius
Transport- und Lagerbedingungen	-20° bis +60° Celsius
Feuchtigkeit bei Transport und Lagerung	0% bis 93% (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	0% bis 90% (nicht kondensierend)
Luftdruck bei Betrieb, Transport und Lagerung	500 hPa bis 1060 hPa
Im Lieferumfang enthaltene Teile	Netzteil USB-C-Kabel
Externe Schnittstellen	USB-C-Anschluss
Akku	Li-Ion (integriert)
Ladezeit	Siehe Gebrauchsanweisung
Eingangssignal	Typ: Gleichspannung, stabilisiert 5 V +/- 5% Eingangsstrom: max. 350 mA

Der Akku kann nicht überladen werden. Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät erwärmen.



V1.00/2024-06/cz © 2024 Sonova AG All rights reserved