

# Phonak CROS 1.

## Produktinformation

Phonak CROS I-R bietet eine CROS- und BICROS-Lösung für Menschen mit einem nicht versorgbaren Hörverlust auf einem Ohr. CROS I-R wird an dem Ohr getragen, das von dem nicht versorgbaren Hörverlust betroffen ist, um Klänge zu erfassen und diese wireless zum kompatiblen Phonak Hörsystem auf dem anderen, besser hörenden, Ohr zu übertragen. CROS I-R verfügt über keinen akustischen Ausgang.

CROS I-R ist kompatibel mit Audéo I-R Hörsystemen, welche die Phonak Infinio Plattform nutzt.



# Produktbeschreibung



CROS I-R  
CROS I-R Trial

Akku		integrierter Akku
Multifunktionsstaster		•
CROS Balance		•
Wasserabweisende Beschichtung		•
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 <sup>1</sup>
Maße	L x B x T	28,8 x 12,4 x 8,7 mm
	Gewicht	2,4 g
Ladezeiten <sup>2</sup>	0% bis 100%	3 Std.
	0% bis 70%	2 Std.
	0% bis 40%	1 Std.
	30 Min. Anpassung	15 Min.
Kompatibilität mit Hörsystem		Audéo I-R, Audéo I-R Trial

## Gehäusefarben



**P1** Sand Beige    **P3** Sandelholz    **P4** Kastanie    **P5** Champagner    **P6** Silbergrau    **P7** Graphitgrau    **P8** Samtschwarz    **1A** Kupfer    **8A** Sienna Red    **9A** Atlantic Green

## Ohrpassstück-Optionen

Standard-Dome (CROS Tube)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard-Dome in drei Größen (S, M, L) verfügbar</li> <li>• CROS Tube ist für links/rechts und in vier verschiedenen Längen erhältlich (0, 1, 2, 3)</li> </ul>
SlimTip (CROS Tube)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßgefertigtes Ohrpassstück</li> <li>• CROS Tube ist für links/rechts und in vier verschiedenen Längen erhältlich (0, 1, 2, 3)</li> </ul>
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständig maßgefertigtes Ohrpassstück für CROS, in vier verschiedenen Kabellängen erhältlich (0, 1, 2, 3)</li> </ul>

## Phonak CROS I-R Ladeoptionen



CROS I-R und CROS I-R Trial können mit einem Phonak Charger Infinio oder Phonak ChargerGo Infinio aufgeladen werden. Das ChargerGo hat einen integrierten Akku für das Aufladen unterwegs.

<sup>1</sup> IP68 bedeutet, dass das Hörsystem wasser- und staubresistent ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß Norm IEC60529 schadlos überstanden.  
<sup>2</sup> Die tatsächliche Ladezeit hängt von der verbleibenden Akkulaufzeit ab.

# Anpassung

	CROS I-R CROS I-R Trial
Phonak Target	10.0 oder höher
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

## Hauptfunktionen

CROS I-R kann mit einem Audéo I-R jeder Technologiestufe angepasst werden. Daher hängen die Funktionen, die der Träger eines CROS I-R Systems verwenden kann, vorwiegend von der Technologiestufe des Hörsystems ab, das am besser hörenden Ohr getragen wird. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation von Phonak Audéo™ I.

### Phonak SmartSpeech™ Technologie

Das CROS I-R System verfügt dank der Kombination mit einem kompatiblen Phonak Infinio Gerät über alle relevanten Funktionen der SmartSpeech Technologie einschließlich **StereoZoom 2.0**.

### CROS Balance

Das Lautstärkeverhältnis zwischen CROS-Gerät und Hörsystem kann entweder über die Target Anpasssoftware oder direkt über einen kurzen Tastendruck auf den Multifunktionstaster am CROS-Gerät angepasst werden.

### myPhonak

Kunden mit einem CROS I-R Gerät und kompatiblen Hörsystem können von der myPhonak oder myPhonak Junior-App profitieren.

## Leistung CROS I-R

CROS I-R verfügt über das Programm „Verstehen im lauten Störgeräusch“ mit StereoZoom 2.0 in Verbindung mit Hörsystemen der Technologiestufen Premium und Advanced. Eine komplette Übersicht über die Mikrofonmodi, die CROS I-R abhängig von der Technologiestufe des kontralateralen Hörsystems bietet, finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

## Verfügbare Mikrofonmodi für CROS I-R

Technologiestufe Hörsystem	Premium	Advanced	Standard	Essential
StereoZoom 2.0	•	•		
Real Ear Sound	•	•	•	•
Omnidirektional	•	•	•	•

Weitere Informationen finden Sie unter [www.phonak.com/cros-infinio](http://www.phonak.com/cros-infinio)

Weitere Informationen über Audéo I Hörsysteme finden Sie unter [www.phonak.com/audeo-infinio](http://www.phonak.com/audeo-infinio)

Weitere Informationen über eSolutions finden Sie unter [www.phonak.com/apps](http://www.phonak.com/apps)



# life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak für den Erhalt der Lebensqualität durch die Eröffnung neuer Klangwelten ein. Schon in der Gründungszeit prägte das Unternehmen eine wichtige Überzeugung: Gutes Hören bedeutet Wohlbefinden und Lebensqualität und ist somit essentiell, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Hören und sozialem, emotionalem, kognitivem und körperlichem Wohlbefinden. Heute und in Zukunft ist unser Ziel, das breiteste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Hörakustikern konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Wir möchten das Sprachverstehen verbessern, das Leben unserer Kunden verändern und der Gesellschaft insgesamt einen Mehrwert bieten.

Phonak.com



027-0713-01/V1.00/2024-05/MLG © 2024 Sonova AG All rights reserved

