

# Phonak Virto™ 1.

## Produktinformation für non-wireless Modelle

Mit der innovativen Technologie der Phonak Infinio Plattform sind die Virto I Hörsysteme ideal für Kunden, die eine diskrete, maßgeschneiderte Lösung bevorzugen.



# Produktbeschreibung



Virto I-10 NW O  
190/170/150/130



Virto I-Titanium  
190/170

## Leistungsstufe

M	•	•
P	•	•
SP	•	•

## Hardware-Konfiguration/Optionen/Technologie

Batterietyp	10	10
Schalen-Material	Acryl	Titan <sup>1</sup>
IP-Schutzgrad	IP68 <sup>2</sup>	IP68 <sup>2</sup>
Mikrofon-Technologie	Omni	Omni
Telefonspule	Optional	Optional
Taster (Hörprogramm/Lautstärke)	Optional	Optional
Lautstärkesteller (Regler)	Optional	
EasyPhone (für akustisches Telefon)	•	Optional
MiniControl (für Programmwechsel oder Lautstärkeänderungen)	•	•

## Farben

### Farben Faceplate



26  
Hellrosa



14<sup>3</sup>  
Tan



22  
Hellbraun



28<sup>3</sup>  
Braun



06  
Schwarz

### Farbe Titan-Schale



Titanium  
gray

### Farben Acryl-Schalen



26  
Hellrosa



14  
Tan



22  
Hellbraun



28  
Braun



06  
Schwarz



R  
Rot Transparent



B  
Blau Transparent



21  
Transparent

<sup>1</sup> Erhältlich in zwei verschiedenen Oberflächenstrukturen: Standard oder griffigere Schalenoberfläche (ERS)

<sup>2</sup> IP68 zeigt an, dass das Hörsystem wasser- und staubresistent ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß Norm IEC60529 schadlos überstanden.

<sup>3</sup> Nur Virto I-10 NW O

# Technologiestufen

AutoSense OS™ 6.0	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
Musik	•	•		
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•	•	•	
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
<b>Zusätzliche Programme</b>				
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4	4	4
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•	•	•	
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisches Telefon	•	•	•	•
Individuelles Hörprogramm	•	•	•	•
Telefon über T-Spule ± Mik.	•	•	•	•
Induktionsschleife (Telefonspule ± Mik.)	•	•	•	•




Funktionen	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
Speech Enhancer	•			
SoundRelax	•	•	•	
Roger-Kompatibilität <sup>1</sup>	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Akklimatisierung	•	•	•	•
Streaming-Balance	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanäle für Fein Anpassung	20	20	16	12

<sup>1</sup> Verfügbar via Roger Neckloop mit optionaler Telefonspule

## Anpassung

	Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium
Phonak Target	10.0 oder höher
NOAHlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

# Akustische Ankopplung

		M	P	SP
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	109	115	119
Max. Verstärkung (dB)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	40	50	60
Frequenzbereich (Hz)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000
Betriebsstrom (mA)		1.1	1.2	1.1
Anpassbereich				
		Für leicht- bis mittelgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen	Für leichtgradigen bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen	Für mittelgradigen bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

## Schalenformen



Virto I-10 NW O



Virto I-Titanium

IIC	•	•
CIC	•	•
MC	•	
ITC	•	
HS	•	
FS	•	

# Wireless Communication

Virto I-10 NW O  
190/170/150/130

Virto I-Titanium  
190/170

---

Roger

---

Roger Neckloop

---

•\*

---

•\*

\* Verfügbar, wenn Telefonspule installiert

# life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak für den Erhalt der Lebensqualität durch die Eröffnung neuer Klangwelten ein. Schon in der Gründungszeit prägte das Unternehmen eine wichtige Überzeugung: Gutes Hören bedeutet Wohlbefinden und Lebensqualität und ist somit essentiell, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Hören und sozialem, emotionalem, kognitivem und körperlichem Wohlbefinden. Heute und in Zukunft ist unser Ziel, das breiteste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Hörakustikern konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Wir möchten das Sprachverstehen verbessern, das Leben unserer Kunden verändern und der Gesellschaft insgesamt einen Mehrwert bieten.

Phonak.com



027-0710-01M3.00|2025-01|zm © 2025 Sonova AG All rights reserved